


1. Información general

Nombre según Registro Sanitario	MICROCATETER EV3
Nombre comercial	MICRO CATÉTER MARATHON™
Marca	EV3
Fabricante	MICRO THERAPEUTICS, INC D/B/A EV3
Número de registro INVIMA	INVIMA 2021DM-0006683-R1
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	18695

2. Descripción del producto



- El micro catéter dirigido por flujo Marathon es de lumen sencillo para la infusión de agentes embólicos y medios de contraste.
- El catéter tiene una camisa proximal rígida de acero inoxidable y polietileno y una camisa distal flexible en polietileno y nitinol que facilita el avance del catéter a través de la anatomía.
- Punta radiopaca distal y cubierta externa hidrofílica.

3. Especificaciones

Aplicaciones	El micro catéter Marathon está indicado para la navegación en la Micro neuro vasculatura para la infusión selectiva y controlada de agentes terapéuticos como agentes de Embolización y materiales diagnósticos como medio de contraste.
Presentación del producto	Caja x 1 unidad.
Almacenamiento	Debe almacenarse en un lugar fresco, seco entre los 10° - 32°C y protegido de la luz. No conserve los catéteres en lugares en los que queden directamente expuestos a disolventes orgánicos, radiación ionizante o luz ultravioleta.

Originado por:
Alba Tovar V.
Sr. Clinical Specialist
Supervisor NV

Fecha:
17 agosto/21

Aprobado por: Catalina Acosta
Marketing Manager Cath Lab.

Fecha:
17 agosto/21

Fecha efectiva

Fecha de próxima
revisión

Página 2 de 2

Referencias

Código de barras * Validar con el área logística del importador

105-5055

105-5056