

FICHA TECNICA

Medtronic

TICRON

LAT-CO-SI-0002-R0

SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE

Página 1 de 3

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)

Nombre Comercial

Marcas

Fabricante Legal

Número de Registro Sanitario

Fecha de expiración del Registro Sanitario

Clasificación del riesgo

Código GMDN

Ticron coated and uncoated braided polyester nonabsorbable suture / Ticron sutura de poliéster no absorbible trenzada recubierta y no recubierta

Ticron Sutura Sintética No Absorbible

Ticron, Covidien, Medtronic

Medtronic INC, USA

INVIMA 2017DM-0000391-R2

06-Marzo-2027

III

13906

2. Especificaciones

Composición

Presentación Comercial

Condiciones de Almacenamiento

Método de esterilización

Vida Útil

Referencias

Poliéster, Polietileno Tereftalato, Recubrimiento en Silicona, Colorante Azul D&C Numero 6.

Unidad, Caja por 1,2 y 3 docenas

Temperatura: 20-25C

Humedad relativa permanente: Máximo 65%

No exponerse a la luz solar directa, ni luces brillantes.

Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10cm del suelo.

El producto debe ser conservado en su envase original, en ambiente fresco, lejos de la luz solar directa, del polvo y la humedad.

El área debe estar libre de goteras y de entrada de gases contaminantes.

Óxido de Etileno

5 Años

FICHA TECNICA

Medtronic

TICRON

LAT-CO-SI-0002-R0

SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE

Página 2 de 3

Referencia	Descripción
8886309156	TICRON 2/0 White/Blue 8x30 CV3
8886309351	TICRON 2/0 BLUE 30 T-19/GS-22
8886309361	TICRON 0 BLUE 30 GS-22
8886311761	TICRON 0 BLUE 30 DT-19/KV-30
8886312551	TICRON 2/0 1X30 BL Y31 D/A
8886314789	TICRON 5 BLUE 5X30 DT-25/KV-3
8886315661	TICRON 0 BLUE 36" GS-21
8886316751	TICRON BL 1X36 Y5 2/0 DA
8886318551	TICRON BL 1X30 CV305 2/0
8886320251	TICRON BL 1X30 Y5 2/0 DA
8886321251	TCR BL 1X36 Y5 2/0 DA 3X7PGT
8886321356	TCR W-B 8 X 30 Y-5 2/0 D/A PG
8886321956	TCR W-B 8 X 30 Y-31 2/0 D/A P
8886322631	TICRON 4/0 BL 1X24 CV330 DA
8886325641	TICRON BL 1X36 CV305 3/0 DA
8886325651	TICRON BL 1 X 36 CV-305 2/0 DA
8886327131	TICRON BL 1X36 CV331 4/0 DA
8886327141	TICRON BL 1X36 CV331 3/0 DA
8886329721	TCR BL 1X36 CV337 5/0 DA3X3PGT
8886330656	TCR W-B 6 X 36 CV-305 2/0 D/A
8886332356	TCR W-B 10 X 30 CV-316 2/0 DA
8886332456	TCR W-B 10 X 30 CV-305 2/0 DA
8886335656	TICRON W-B 10 X 30 CV-305 2/0
8886337051	TICRON 2/0 BLUE 36 CV-25 D/A
8886337282	TICRON 2 BLUE 5X18 HGS-22
8886339581	TICRON 2 BLUE 30 HOS-10
8886867701	TEFLON PLEDGETS PACKAGE 10/3MM
8886287756	TICRON 2/0 DA Y-31 BICOLOR 10X75CM
8886313921	TICRON 5/0 DA CV-337 90 CM
8886263656	TICRON 2/0 DA CV-15 10 HEBRAS X 90 CM SIN PLEDGET
8886326956	TICRON 2/0 DA CV-331 10 HEBRAS X 90 CM CON PLEDGET 3X7 MM
8886319151	TICRON 2/0 DA Y-31 90 CM CON PLEDGET
8886287956	TICRON 2/0 DA KV-5 75 CM BICOLOR 10 HEBRAS SIN PLEDGET
8886312551	TICRON 2/0 DA Y-31 75 CM SIN PLEDGET

SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE

Página 3 de 3

3. Descripción del Producto	
Indicaciones de Uso	Está indicada para uso en ligación o aproximación general de tejido blando, incluso en Cirugía Cardiovascular, Oftálmica y Neurológica.
<u>DESCRIPCIÓN</u> El producto presenta las siguientes características: - Alta resistencia de tracción lineal y de nudo. - Apoyo permanente e indefinido. - Mínima reacción tisular. - Recubrimiento que facilita el paso por los tejidos - Aguja Cardio Point la cual es más resistente y mantiene el filo después de multiples pasadas a través de tejido calcificado. - Estructura: Multifilamento Trenzado No Absorbible - Componente: Poliéster Recubierto De Silicona - Color: Azul Y Blanco - Fuerza Tensil: Indefinida - Calibres: 5 Al 5/0	
NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO	

Originado por: Nombre: Martha L. Morales T. Cargo: Assoc. Regulatory Affairs Specialist Regulatory Affairs	Fecha: 04-Ago-17	Aprobado por: Nombre: Juan Harriet Bolaños R. Cargo: Sr. Regulatory Affairs Supervisor Regulatory Affairs	Fecha: 04-Jul-17
Revisado por: Nombre: Maria Mercedes D'leman Cargo: Product Specialist Andean Region Surgical Innovation	Fecha: 04-Jul-17		