

Esparadrapo

Carrete Máxima Adhesividad



FICHA TÉCNICA

Descripción:

- Cinta de material tejido en algodón 100%, revestida uniformemente de adhesivo a base de Oxido de Zinc y lanolina.

Aplicaciones:

- Sujeción de apósitos post operatorios y vendajes.
- Cuando no se requieren cambios repetitivos en geriatría y pediatría.
- Sujeción de implantes de ortopedia.
- Para proteger la piel de fricción o presión repetitiva.
- Cuando se requiere sujeción fuerte con durabilidad, impermeabilidad y protección de vendajes.



Precauciones:

- La parte adhesiva debe ser usada sobre piel limpia, seca y sana.
- Debe colocarse de manera que permita a la piel continuar en su posición original sin que produzca estiramientos o tensión.
- No aplicar sobre quemaduras, heridas profundas o piel infectada.

Características, ventajas y beneficios:

- Adhesivo Hipoalergénico, no deja residuos al ser retirado.
- Buena Adhesividad, no se desprende fácilmente aun después de largos periodos de uso.
- No produce irritación mecánica sobre la piel al ser retirada. El Oxido de zinc mas lanolina, actúan como astringentes que ayudan al alivio de irritaciones leves.
- Alto desempeño en cualquier tipo de piel.

Almacenamiento:

- Almacenar entre 5 y 30 grados centigrados.
- Proteger de la luz solar y humedad.
- Vencimiento: 5 años

www.mppromedical.com



Presentación

1/2 Pulgada x 1 yarda - Caja x 24 Rollos
1 Pulgada x 1 yarda - Caja x 12 Rollos
1 Pulgada x 1 yarda - Caja x 24 Rollos
1/2 Pulgada x 5 yardas - Caja x 12 Rollos
1 Pulgada x 5 yardas - Caja x 12 Rollos
2 Pulgadas x 5 yardas - Caja x 6 Rollos
3 Pulgadas x 5 yardas - Caja x 6 Rollos
4 Pulgadas x 5 yardas - Caja x 6 Rollos