

GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL CON Y SIN TALCO

► Descripción

- ◆ Elaborados 100 % látex natural.
- ◆ Forma anatómica única para un ajuste natural.
- ◆ No ambidiestro.
- ◆ Posee superficie microrugosa.
- ◆ Entalcados y no entalcados
- ◆ Hipoalergénicos.
- ◆ Sometidos a procesos de esterilización por rayos gamma.
- ◆ 100% testeados y comprobados por inflado con aire e inspección visual.
- ◆ Puño con borde moldeado y redondo, de 229 hasta 240mm de largo.
- ◆ Con aprobación FDA.
- ◆ Diseño anatómico con reducción de fatiga del pulgar.



► Usos

- ◆ Guantes de uso médico, ideales para ser utilizados como protección contra fluidos corporales de contaminación bacteriana durante procedimientos quirúrgicos invasivos realizados en áreas estériles.
- ◆ listo para manejar fluidos corporales.

► Características Técnicas

► Antes de envejecimiento

Resistencia a la tensión	Elongación a la rotura
Mínimo 24 MPA	Mínimo 750%

► Después de envejecimiento

Resistencia a la tensión	Elongación a la rotura
Mínimo 18 MPA	Mínimo 560%

► Sectores



INVIMA
No.2013DM-0001987-R1



SITIO WEB

Importado Por:



Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

► Peso y Dimensiones sin talco - Caja x 50 Pares

 TALLA	 PESO	 LARGO	ALTO	ANCHO
6	1 373 g	23 cm	18.5 cm	13.4 cm
6 1/2	1 381 g	24 cm	18.5 cm	13.4 cm
7	1 475 g	23.5 cm	18.5 cm	13.4 cm
7 1/2	1 477 g	23.5 cm	18.5 cm	13.4 cm
8	1 580 g	23.5 cm	18.5 cm	13.4 cm
8 1/2	1 653 g	23.5 cm	18.5 cm	13.4 cm

► características y Dimensiones sin talco

 TALLA	 DIMENSIONES	 CALIBRE
6	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm
6 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm
7	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm
7 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm
8	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm
8 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm

► Embalaje guante sin talco

Talla	Ud	► PRIMARIO	Uds sec.	► SECUNDARIO	Uds Ter.	► TERCIARIO
6	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
6 1/2	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
7	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
7 1/2	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
8	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
8 1/2	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN

CE ISO9001
ISO13485



INVIMA

No.2013DM-0001987-R1



SITIO WEB

Importado Por:



Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

► Peso y Dimensiones con talco - Caja x 50 Pares

 TALLA	 PESO	 LARGO	 ALTO	 ANCHO
6	NN	NN	NN	NN
6 1/2	NN	NN	NN	NN
7	NN	NN	NN	NN
7 1/2	NN	NN	NN	NN
8	NN	NN	NN	NN
8 1/2	NN	NN	NN	NN

► Características y Dimensiones con talco

 TALLA	 DIMENSIONES	 CALIBRE	 ENTALCADO
6	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm ²
6 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm ²
7	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm ²
7 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm ²
8	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm ²
8 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm ²

► Embalaje guante con talco

Talla	Ud	► PRIMARIO	Uds sec.	► SECUNDARIO	Uds Ter.	► TERCARIO
6	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
6 1/2	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
7	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
7 1/2	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
8	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN
8 1/2	1 Par	NN	Caja x 50	NN	Máster x 8	NN

CE ISO9001
ISO13485



INVIMA

No.2013DM-0001987-R1



SITIO WEB

Importado Por:



Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co