


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ESPECULO VAGINAL DESECHABLE



NOMBRE DEL DISPOSITIVO	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE
CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Valvas superior e inferior incoloro con tornillo ajustable retenedor en color verde
	Inoloro
	No estéril, desechable
	Libre de impurezas.
	Exposición efectiva de la cérvix
	Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción confortable.
	Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su manipulación.
PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO	Temperaturas máximas de 150 °C Con un material plástico no corrosivo Resistente al impacto Con tornillo retenedor ajustable Max 50 mm abertura

MATERIAL PRINCIPAL VALVA SUPERIOR VALVA INFERIOR TORNILLO AJUSTABLE	Acrilonitrilo estireno(SAN) Acrilonitrilo estireno(SAN) Polipropileno Homopolimero
USO	Exploración visual de la vagina interiormente y facilita la toma de muestras o implantación de DIU
INDICACIONES Y PRECAUCIONES	Dispositivo desechable Debe evitarse el uso en mujeres en estado de embarazo o con presunción de este. Operación exclusiva de profesionales de la salud
PRESENTACION DEL PRODUCTO	Empaque en bolsa plástica individual
	Embalaje en caja por 250 unidades
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• No poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar en un lugar fresco y seco y alejado de la luz directa del sol. • Hacer uso estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.
REGISTRO SANITARIO	2014DM-0011342
VIGENCIA	06/06/24
RIESGO	IIA
VIDA ÚTIL	5 años

Fecha actualización: octubre/22