
Incifilm Iodine, Campo Yodado Antimicrobiano para Incisión Ficha Técnica

Incifilm Iodine ®



DESCRIPCIÓN

El Campo para incisión Incifilm con yodo, es una película adhesiva de color amarillo transparente que permite la transpiración de la piel; excelente adherencia al borde de la piel circundante de la incisión en operaciones quirúrgicas largas. El adhesivo utilizado contiene PVP-yodo, con una actividad antibacterial de amplio espectro

Estas Características te brinda estos Beneficios

- 2 Película muy transpirable y antibacteriana...... Proporciona la actividad antibacterial más de 6 hs
- aluminio grado médico (PET/aluminio/PE)

Datos específicos

Nombre génerico: Campo Quirúrgico Yodado Nombre comercial: Campo Incifilm Iodine Material: Película transparente de poliuretano

(PU) v adhesivo PVP-Yodo Empaque: Bolsa estéril por unidad Bodegaje: Temp: 15°- 25±2°C.

Humedad Relativa 35% max. 60%

Esterilización: Irradiación Gamma

Vida Útil: Dos (2) años

Clase: (I)

Invima: 2016DM-0014843 (Vence 20/06/2026)

Certificaciones del fabricante:

ISO 9001 - ISO 13485:2003 - ISO 13485:2012 - BRC Marca CE - FDA - BSCI - ANVISA -SEDEX -SA-8000

Importador ORTOTEX

Tel: (57) (604) 557 97 01 Móvil: 321 772 68 08

E mail: ortotex@ortotex.com.co Medellín-Antioquia-Colombia

Fabricante Pharmaplast Armia-Alejandría-Egipto

- ① Campo de incisión de última generación...... Borde de apoyo en los extremos que previene arrugas durante su colocación
- 🙆 Envoltura individual en papel Trilaminado...... (PET/aluminio/PE) Garantiza hermeticidad para que el campo quirúrgico yodado
 - NO pierde sus propiedades antibacterianas, así se deje expuesto a la luz por un largo periodo (fuera del embalaje).

Este empaque garantiza 100% de impermeable al derrame de líquidos

Indicación

Cirugía ortopédica, cirugías menores, neurocirugía, cirugía mayor abdominal, torácica, a corazón abierto, cirugía plástica, cirugía con implante y pediátrica.

■ Tamaños

Referencia	Dimensión		Dimensión	
	Total (cm)		del Adhesivo	
Incifilm Yodo	Ancho	Long	Ancho	Long
IN3535 Yodo	42cm x 35cm		35cm x 35cm	
IN4555 Yodo	62cm x 45cm		55cm x 45cm	
IN4560 Yodo	67cm x 45cm		60cm x 45cm	
Contenido por Caja: 10 unidades				

zona adhesiva zona para sujetar durante


su colocacion en paciente

Ref. IN4560

Imagen

Modo correcto de retiro

Retire suavemente a 180°. Doble el campo sobre sí mismo para evitar severo estiramiento.





Contralndicación

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida al yodo o alguno de sus componentes