



INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre:	Sonda Nasogástrica
Marca:	Medex
Material:	plástico (PVC: cloruro de polivinilo) grado médico, Libre de látex, biocompatible, antiadherente. Libre de DEHP
Color:	Cuerpo transparente y adaptador
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	ASPECTOS GENERALES: Sonda transparente de 85cm con un embudo verde (calibres 10 en adelante) o transparente (calibres 4, 5, 6 y 8) en su parte superior. Extremo inferior cerrado y suave con cuatro (4) orificios en forma alterna y marcaciones que indican el nivel de introducción de la sonda.		
Libre de látex:	Si: ☒ No: ☐	Estéril:	Si: ☒ No: ☐
Tamaño:	Ver propiedades físicas		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Evitar exposición directa a los rayos del sol, lluvia, humedad, fuentes de calor y vapores. Almacenar en condiciones normales de temperatura. Temperatura: Min 10°C Max 30°C Humedad: Min 50% Max 70%		
Uso:	Se utilizan para practicar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos, pulmonares y en la administración de alimentos en forma líquida en pacientes que lo requieran. Se introduce vía oral o a través de las fosas nasales para practicar lavados estomacales y recolección del jugo gástrico, para succionar en casos de pacientes intoxicados. Los cuatro (4) orificios aseguran un máximo flujo tanto en alimentación como en aspiración o irrigación a la vez que reducen el riesgo de bloqueo. *Ubicar al paciente en posición de Fowler *Escoger la fosa nasal más amplia *Introducir *Fijar		
Empaque:	Empacados en unidades. Estéril. Empaque primario: papel grado médico por un lado y por el otro plástico (polietileno) Empaque secundario: bolsa plástica por 25 unidades.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Si: ☒ No: ☐	Termoplástico:	Si: ☒ No: ☐	Atraumático:	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico:	Si: ☒ No: ☐	Atóxico:	Si: ☒ No: ☐	Resistente:	Si: ☒ No: ☐

COMPOSICIÓN:

- Plástico (PVC: cloruro de polivinilo) grado médico.
- Libre de látex.
- Biocompatible.
- Antiadherente.
- Libre de DEHP.

PRECAUCIONES / RESTRICCIONES:

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
- Desechar el producto una vez utilizado.
- Un solo Uso.
- Usar por personal calificado.
- Estos dispositivos se desecharan después de un único uso, siguiendo la normativa que rige de acuerdo a su naturaleza.
- Ya que se considera un residuo de tipo hospitalario, es considerado como residuo peligroso y su disposición debe realizarse de acuerdo normativa legal.

PROPIEDADES FÍSICAS

Código	Talla (fr)	Largo (cm)	Diámetro externo (mm)	Peso (gr)	Código de barras
SG0004	4	85cm	1,4	4,5	7707221291769
SG0005	5	85cm	1,7	4,7	7707221291776
SG0006	6	85cm	2,0	5,6	7707221290250
SG0008	8	85cm	2,7	6,6	7707221290267
SG0010	10	85cm	3,3	8,1	7707221290274
SG0012	12	85cm	4,0	8,8	7707221290281
SG0014	14	85cm	4,7	10,2	7707221290298
SG0016	16	85cm	5,3	11,0	7707221290304
SG0018	18	85cm	6,0	12,7	7707221290311
SG0020	20	85cm	6,7	15,1	7707221290328
SG0022	22	85cm	7,5	16,4	7707221290335
SG0024	24	85cm	8,0	16,9	7707221290342

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:
-ISO 13485 – 2016 Calidad de Dispositivos médicos
-Certificación de Condiciones Sanitarias Dispositivos Médicos – Invima.

Información Registro Sanitario

Clasificación Riesgo	IIA
R.S. Colombia	2018DM-0001686-R3
R.S. Perú	DM7647E
R.S. Ecuador	DM-0997-07-05
R.S. Bolivia	DI-32966/2022
R.S. Costa Rica	3101-EMB-19176
R.S. El Salvador	I.M. 143330102014
R.S. Nicaragua	2B04-020212-207



Contáctenos:
Carrera 7 No. 155c – 20, Ofic. 3108 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: +(57) 601 338 11 77
meditec@meditecsa.com - www.meditecsa.com
Nit.:860.038.579-7

