









INFORMACION DEL PRODUCTO					
Nombre:	Sonda para Succión				
Marca:	Medex				
Material: Plástico (PVC: cloruro de polivinilo) grado médico, Libre de látex, biocompatible					
Color:	Sonda transparente. Conector unicolor.				
Presentación:	Venta x unidad.				

SPECIFICACIONES TECNICAS

ASPECTOS GENERALES: Dispositivo médico desechable, utilizado para extraer o introducir líquidos. Disposavió interno descentidos, delizado para exciser o inicidad inicidad, sobre de securido de la composição de Sonda transparente de 40cm de largo, provista de una valvalula verde con control manual tipo (sero-flow), que permite succión intermitente con mínimo riesgo de contaminación. Con extremo inferior abiento con dos (2) onficios en forma alterna, de tamaños adecuados y ubicados de manera opuesta para evitar fo obstrucción del catéter. **ESPECIFICACIONE** Con y sin marcas de longitud. Se utilizan para practicar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos y pulmonares. Si: x No: Estérii: Si: x Libre de létex: Ver propiedades físicas Tamaño: Vigencia: 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. Evitar exposición directa a los rayos del sol, lluvia, hu Almacenar en condiciones normales de temperatura dad, fuentes de calor y vapores Almacenamiento Temperatura: Min 5°C Max 30°C Humedad: Min 50% Max 70% Se introduce por vía oral o a través de las fosas nasales.

Se utiliza para aspirar de forma segura secreciones de boca, nariz y traqueo-bronquiales en el paciente. *Introducir

Uso: *Conectar al equipo de succión. *Controlar el fluio manualmente

Empacados en unidades. Empaque primario: papel grado médico por un lado y por el otro plástico (polietileno)
Empaque secundario: bolsa plástica por 100 unidades. Empaque: CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Si: X No Suave: Si: X No: Termoplástico: Atraumático: Si: X No: Hipoalergénico: Si: X No: Atóxico: Si: X No Resistente: Si: X No: COMPOSICIÓN:

Plástico (PVC: cloruro de polivinilo) grado médico.

Biocompatible

 Antiadherente •Libre de DEHP

PRECAUCIONES / RESTRICCIONES:

eque se encuentra abierto, roto o vencido. No utilizar și el en

Desechar el producto una vez utilizado.

Un solo uso

Estos dispositivos se desecharan después de un único uso, siguiendo la normativa que rige de acuerdo a su naturaleza.

•Ya que se considera un residuo de tipo hospitalario, es considerado como residuo peligroso y su disposición debe realizarse de acuerdo normativa legal vigente

			externo (mm)		
SS04	4	40	1,4	6,3	7707221291981
SS05	5	40	1,7	6,6	7707221291998
SS06	6	40	2,0	6,8	7707221290458
SS08	8	40	2,7	9,1	7707221290465
SS10	10	40	3,3	9,2	7707221290472
SS12	12	40	4,0	10,1	7707221290489
SS14	14	40	4,7	11,5	7707221290496
SS16	16	40	5,3	13,5	7707221290502
SS18	18	40	6,0	14,2	7707221290519
SS20	20	40	6,7	15,1	7707221290526

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificacion -ISO 13485 – 2016 Calidad de Dispositivos médicos -Certificación de Condiciones Sanitarias Dispositivos Médicos - Invima

Clasificación Riesgo	IIA			
R.S. Colombia	2018DM-0001686-R3			
R.S. Perú	DM10326E			
R.S. Ecuador	DM-0997-07-05			
R.S. Bolivia	DI-32967/2022			
R.S. Costa Rica	3101-EMB-19176			
R.S. El Salvador	1.9017017032020			
R.S. Nicaragua	2804-020212-208			



Contactenos:

Carrera 7 No. 155c – 20, Ofic. 3108 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: +(57) 601 338 11 77 meditec@meditecsa.com - www.meditecsa.com Nit.:860.038.579-7

