

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

**LOGÍSTICA** 

G.B.FR.18 Versión 3 10/06/2021

Nombre Comercial del Producto :	INJERTO VASCULAR PTFE	
Nombre Técnico:	GORE-Tex® Vascular Graft/GORE-Tex® Stretch Vascular Graft AND GORE® PROPATEN®	
Marca:	GORE	
Modelo, referencia y/o Familia:	GORE-TEX STRECH VASCULAR GRAFT S1204 - S0808 - SRRT06070080L - SRRT08070080L - SRRT06060080L	
Número Catalogo:	\$1204 \$0808 \$RRT06060080L \$RRT08070080L \$RRT06070080L	
Categoria de producto:	22	47 W FO 128 W.
Fabricante y Pais de Origen:	W.L. GORE & ASSOCIATES INC ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización:	2015DM-0014124	
Clasificación de Riesgo:	III	
Tipo de Dispositivo:	INVASIVO QUIRURGICO	
Vida Util del Producto:	5 AÑOS	
Producto Esteril o Limpio:	ESTERIL	
Almacenamiento:	Almacenar en un lugar limpio, seco y libre de humedad y polvo	
Descripción y caracteristicas del Producto:	Protesis vascular, resistente a la angulación, elaborados de polytetrafluoroetileno expandido (ePTFE), con una capa externa de refuerzo para evitar la dilatación y permitir una mayor retención de la sutura. GORE-TEX® No requieren precoagulación, resisten dilatación y la propagación de la infección, dan seguridad máxima trombectomía. con permeabilidad mejorada ideal para acceso de diálisis, injertos vasculares Gore disponibles en configuraciones de estiramiento, no elásticos, rectos, cónicos, bifurcados, y de anillo adaptable externa.	
Composición:	POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO	
Especificaciones técnicas:	injerto sintetico biocompatible compuesto de politetrafluoretileno (ePTFE) expandido, reforzado radialmente con una pelicula de ePTFE.	
Usos y Aplicaciones: <u>(Incluir Principio de</u> funcionamiento cuando se trate de Equipos) Ejemplo: mecánico, electrónico, etc.	GORE INJERTOS VASCULARES ESTAN DESTINADOS PARA SU USO COMO PROTESIS VASCULARES PARA EL REEMPLAZO O DERIVACIÓN DE VASOS ENFERMOS EN LOS PACIENTES QUE SUFREN ENFERMEDADES OCLUSIVAS O ANURISMATICAS, EN PACIENTES TRAUMATIZADOS QUE REQUIEREN EL REEMPLAZO VASCULAR, PARA EL ACCESO A LA DIALISIS, O POR OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES, CONFIGURACIÓN AXILOBIFEMORAL ESTAN DESTINADOS PARA SU USO EN PROCEDIMIENTOS DE DERIVACIÓN QUE RE ESTABLECER EL SUMINISTRO DE SANGRE	
Accesorios Incluidos:		
Accesorios Adicionales:		
Especificaciones por tipo de producto		
Tipo de soporte:	N/A	
Capacidad de almacenamiento:		
Estado del catalogo:		
Nota: La información que se requiera adicional debido al tipo de dispositivo (Equipos Médicos, Dispositivos Médicos, Accesorios, Repuestos,		
consumibles) incluirla en el campo <b>Información Importante</b> , Los campos que no apliquen diligencian con la frase <b>N/A</b> .		