

Aguja para Pen BD Ultra-Fine™

Descripción de producto:

Aguja en acero inoxidable, estéril, siliconizada con bisel ultrafino para garantizar inyecciones libres de complicaciones. Utilizadas para la administración de insulina en forma subcutánea en presentación de cápsula, cartucho, PEN, plumas y/o aplicadores para otro tipo de medicamentos.

Características Generales

Agujas BD Nano Ultra-Fine™, para usarse con PEN o aplicador de insulina en cápsula o dispositivos precargados para suministrar insulina. Disponibles en 4 mm y 32 G la mas pequeña y delgada del mundo para niños y adultos, referencia 320479.

Agujas BD Mini Ultra-Fine™, para usarse con PEN o aplicador de insulina en cápsula o dispositivos precargados para suministrar insulina. Disponibles en 5 mm y 31 G para niños y adultos, referencia 320147.

Agujas BD Short Ultra-Fine™, para usarse con PEN o aplicador de insulina en cápsula o dispositivos precargados para suministrar insulina. Disponibles en 8 mm y 31 G. Referencia 320121.

Agujas BD Original Ultra-Fine™, una aguja bisel regular original referencia 328203 aguja 29G por 13 mm (1/2") de largo para usarse con PEN o aplicador de insulina en cápsula o dispositivos precargados para suministrar insulina. Referencia 328203.

Técnica de esterilización: Oxido de Etileno.

Vida útil partir de su fabricación: 5 Años. Siempre y cuando el empaque se mantenga íntegro y libre de humedad.

Producto para usarlo una sola vez.

Condiciones de almacenamiento:

Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

Clasificación de Riesgo: IIA

Referencia : 328203 / 320121/ 320147/320479

Presentación : Caja por 100 Uds

Registro Sanitario: INVIMA 2004V-0002542



Calibre 32 / 4 mm (5/32")



Calibre 29 / 12.7 mm (1/2")



Calibre 31 / 8mm (5/16")



Calibre 31 / 5mm (3/16")

Becton Dickinson de Colombia Ltda.

Complejo Logístico Industrial de Siberia Vereda Vuelta Grande 150 metros Glorieta Vía Siberia – Cota
Bodegas 56 y 57 PBX (571) 7566060

Características Generales

Compatibilidad con diferentes pens o plumas o aplicadores de medicamentos inyectados en forma subcutánea:



**Aplicadores para insulina
PEN o Esferos**

REFERENCIA	DESCRIPCION	PRESENTACION	REGISTRO SANITARIO
328203	Agujas para Pen calibre 29G x 13 mm	Caja x 100 Unidades	INVIMA 2004V-0002542
320121	Agujas para Pen calibre 31G x 8 mm	Caja x 100 Unidades	INVIMA 2004V-0002542
320147	Agujas para Pen calibre 31G x 5 mm	Caja x 100 Unidades	INVIMA 2004V-0002542
320479	Agujas para PEN calibre 32G x 4 mm	Caja x 100 Unidades	INVIMA 2004V-0002542

Becton Dickinson de Colombia Ltda.

**Complejo Logístico Industrial de Siberia Vereda Vuelta Grande 150 metros Glorieta Vía Siberia – Cota
Bodegas 56 y 57 PBX (571) 7566060**