

Aguja NANO BD Pentapoint-EasyFlow Ultra-Fine™ para Pen

Descripción del producto:

Aguja corta 4mm en acero inoxidable, estéril, ultrafina 32G, con tecnología EasyFlow o Pared Extra Delgada que garantiza mayor flujo de la insulina y menor fuerza en el momento de la inyección, Penta biselada (Tecnología Pentapoint – 5 biseles); con tecnología MICROBONDED logrando una lubricación óptima para el deslizamiento de la aguja al momento de atravesar la piel y tecnología ELECTROPOLISHING que elimina las rebabas que pueden causar dolor y desgarros en la piel. Tecnología de ingeniería de su rosca, previene el desperdicio de insulina. Las Aguja BD Ultra-Fine™-EasyFlow™ son compatibles con PEN, plumas y/o aplicadores para la administración de insulina u otros medicamentos, por vía subcutánea, para adultos y niños.

Cánula

Lubricante de la cánula

Aguja

Lubricante de la aguja

Gauge de la aguja

Largo de la aguja (pulgadas)

Largo de la aguja (milímetros)

Ingeniería de la punta de la aguja

Pared de la aguja

Esterilidad

Modo de esterilización

Técnica de esterilización

Libre de látex

Presentación

Jeringa para un solo uso

Acero inoxidable 304

Silicón grado médico

Integrada a la jeringa

Silicón grado medico

32 G

5/32"

4 mm

Penta biselada

Extra Delgada

Producto esterilizado

Radiación Gamma

Cobalto 60

Sí

Caja por 100 unidades

Sí

Registro Sanitario

Catalogo o Referencia BD

INVIMA2018DM-0017818

320489



Presentación	Peso	Largo	Ancho	Alto
Caja x 100 Un.	77.0 gr	13 cm	7.1 cm	8,5 cm

