

HUIBREGTSE

PAIPLÓTOMO DE AGUJA DE TRIPLE LUZ



Indicaciones

- Acceso del conducto biliar común tras agotar los métodos estándar de canulación

Dimensiones

- Longitud del catéter: 200 cm
- Diámetro de la guía: 0.035 mm
- Longitud alambre de corte: 4mm

Canal de trabajo

- Canal de accesorios mínimo: 2.8mm

Contraindicaciones

- Coagulopatía

Complicaciones posibles

- Las asociadas a la CPRE

Precauciones

- El elevador debe permanecer abierto/ abajo al hacer avanzar o retraer el esfinterótomo

Fabricante

- Wilson-Cook Medical Inc

Almacenamiento

- Lugar seco y protegido de temperaturas extremas

Presentación

- Sobre con una unidad

Esterilización

- Desechable, único uso

Disposición final

- Residuo contaminado peligroso

Clasificación de riesgo

- Riesgo Moderado (IIA)

Registro sanitario

- INVIMA 2018 DM-0018769

Referencias comercializadas

Order Number	Reference Part Number	Catheter Size Fr	Catheter Length cm	Tip Shape	Wire Guide Diameter inch	Cutting Wire Length mm	Minimum Accessory Channel mm
G24885	HPC-3	7-5	200	taper	.035	4	2.8