

ELECTICA STATE OF THE STATE OF





COMPOSICIÓN:

- Bolsa de Orina PVC
- Tubo de Conexión PVC
- Manija PP
- Botón de Salida y Puerto de Muestras PVC
- Conector PVC
- ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Bolsa de Orina

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Huaian Tianyi Medical Product CO. LTD Jiangsu Webest Medical Product CO. LTD

USOS:

La *Bolsa de Orina* es usada para colectar orina en pacientes que llevan mucho tiempo en cama de una manera seria y sin inconvenientes.

La *Bolsa de Orina* está destinada para uso con catéter permanente en personas que padecen incontinencia urinaria, no puede orinar de manera normal, o que tengan la necesidad de tener el flujo de la vejiga continuamente.

PRESENTACIÓN:

- Empaque individual estéril
- Empaque por 20 unidades
- Empaque por 50 unidades

EMPAQUE:

TIPO DE EMPAQUE	TOTAL UNIDADES
Individual	1
Bolsa Plástica	20
Caja de Cartón	50

VIDA ÚTIL:

5 Años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.

NORMAS TÉCNICAS:

- MDD 93/42EEC
- EN 550
- ISO 7804
- ISO 10993-1
- ISO 10993-7
- . ISO 9001

TIPO DE RIESGO

• |