



ZIBOJECT S.A.S.
TORNIQUETE ELÁSTICO DE PRESIÓN PARA USO CLÍNICO

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

TORNIQUETE ELÁSTICO DE PRESION PARA USO CLINICO:

Torniquete de Presión elástico, Dispositivo médico Grado I, NO estéril usado para ejercer presión por encima de un vaso sanguíneo (arterial y/o venoso) con el fin de extraer muestras sanguíneas del cuerpo humano.

PRESENTACION COMERCIAL

Caja dispensadora x 25 Unidades en rollo continuo, con puntos continuos precortados cada 45cm, unidad de empaque Caja x 500 unidades.

FABRICANTE

YANCHENG SENOLO TECHNOLOGY Co. LTD

COMPONENTES Y MATERIALES:

Compuesto por el siguiente elemento:

TPE (Elastómero Termoplástico) o caucho termoplástico; clase de copolímero o mezcla física de polímeros (generalmente un caucho y un plástico) que le da al producto una característica termoplástica y elastomérica.

Libre de Látex.

A. EMPAQUE

El Torniquete viene empacado en caja x 25 unidades – NO empaque individual:

B. CAJA INTERNA:

- ✓ Caja de cartón sencilla con cubierta plastificada
- ✓ Elaborada en 350g de Cartón Blanco contiene 25 unidades.
- ✓ IMPRESIÓN:

El empaque lleva claramente impreso la referencia del producto, el número de lote de fabricación y la fecha de expiración del producto.

Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es – zibobject@yahoo.es

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia



c. CAJA DE CARTON:

Elaborado en doble capa de cartón corrugado tiene impresiones de Nombre del producto, lote de fabricación, fecha de expiración, tamaño, cantidad, peso neto y peso bruto.

Contiene 20 cajas internas (5000 Unidades).

VIDA UTIL

Su vida útil va acorde al uso del producto, No es producto Estéril.

NORMAS APLICABLES

- FDA
- CE
- ISO 13485 :2003

TORNIQUETE ELÁSTICO DE PRESIÓN PARA USO CLÍNICO



Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es – zibobject@yahoo.es

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia