

NOMBRE DEL PRODUCTO**TELA DE CAMILLA SMS
EN ROLLO****REGISTRO SANITARIO**

Certificado de No requiere
2020023364 de 29/09/2020

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protección antifluidos para
cubrir camillas o mesas en la
atención de pacientes.

CONTACTO

TELÉFONO:
(604) 444 4815 – 320 7839163

DIRECCIÓN:
Cra 66 #43-46 Medellín Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO:
ventas@powermedical.co

**INDICACIONES DE USO**

Ideal para uso hospitalario, proporciona máxima higiene y resistencia.
Su uso está específicamente indicado como protector en camillas y mesas de
exploración en centros de asistencia, clínicas y hospitales.

COMPONENTES Y MATERIALES

Fabricado en Tela no tejida Polipropileno SS.
Entre 25 y 30 gr, de acuerdo a solicitud del cliente.

PRESENTACIÓN

Rollo no estéril. Color azul y blanco. Empacado en film plástico transparente.
Medidas:

- 45 cm x 100 mt o 50 mt
- 50 cm x 100 mt o 50 mt
- 70 cm x 100 mt o 50 mt
- 90 cm x 100 mt o 50 mt
- 90 cm x 100 mt o 50 mt
- 100 cm x 100 mt o 50 mt

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa.
No exponer a humedades, calor intenso o flamas.
T°: 15-35°C - Humedad relativa: 45-75%

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Usar solo una vez. Usar dentro del tiempo válido. No usar si el empaque está dañado.
No usar si presenta olor o humedad u otra desviación de calidad.
Su disposición final será en reciclaje, siempre y cuando no esté contaminado con
fluidos corporales.

RIESGO Y VIDA ÚTIL

Riesgo I. No invasivo. Vida útil de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque
permanezca intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento.