

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA

PRESENTACION COMERCIAL: Caja de cartón de 10cm x 14,8 cm que contiene 1 par de medias.

REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2022DM-0025104

EXPEDIENTE No.: 20223628

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR(ES): GLOBAL SERVICE PHARMACEUTICAL S.A.S. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA

FABRICANTE(S): THERAFIRM, A DIVISION OF KNIT-RITE INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

IMPORTADOR(ES): GLOBAL SERVICE PHARMACEUTICAL S.A.S. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA

ACONDICIONADOR(ES): GLOBAL SERVICE PHARMACEUTICAL S.A.S. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA

TIPO DE DISPOSITIVO NO INVASIVO RIESGO: I

COMPOSICIÓN:

- NYLON
- SPANDEX
- COTTON
- POLY PROPYLENE

TIPOS DE COMPRESIÓN:

- 10-15 mm-Hg.
- 18 mm-Hg.
- 15-20 mm-Hg.
- 20-30 mm Hg.
- 30-40 mm Hg.

USOS:

medias de compresión indicadas para mejorar la circulación, ayuda a prevenir la inflamación, da energía a piernas y pies (10-15mmhg* compresión ligera); alivio de piernas pesadas, cansadas y adoloridas, varices leves, mala circulación sanguínea, molestias en las piernas, inflamación leve a moderada, edema leve, tvp para quienes viajan largas distancias, varices e inflamación durante el embarazo, profilaxis de la trombosis, individuos sujetos a inmovilidad, individuos de pie durante largos períodos de tiempo (15- 20mmhg* compresión suave); alivio de piernas pesadas, cansadas y adoloridas, varices moderadas, insuficiencia venosa, inflamación moderada, edema mínimo o linfedema, prevención o tratamiento de tvp, varices e inflamación durante el embarazo, tromboflebitis superficial, insuficiencia arterial, escleroterapia postoperatoria o ligadura de vena, ulceración post-venosa (20-30mmhg* compresión moderada); alivio de piernas pesadas, cansadas y adoloridas, varices avanzadas, insuficiencia venosa crónica severa, inflamación moderada, edema moderado o linfedema, prevención, manejo o tratamiento de tvp, síndrome post-trombótico, síndrome postflebitis, extirpación venosa o escleroterapia, después de la curación de úlceras moderadas (30-40mmhg * compresión fuerte)