

Artroscopios de visión directa, no HD



Características

- Facilita la iluminación y la visualización, de estructuras dentro de las distintas articulaciones.
- Disponibles en varias direcciones de visión y longitudes de trabajo.
- Amplio ángulo de visión.
- Posibilidad de artroscopios autoclaves y no autoclaves.
- Artroscopios autoclaves, con los extremos distal y proximal soldados para una mejor conservación.
- Los artroscopios autoclaves disponen de lentes distales de zafiro y ventanas oculares posteriores, proporcionan una mayor resistencia que el vidrio convencional a los arañazos y ralladuras.
- Fabricados en acero inoxidable, resisten las modalidades de esterilización EtO, Steris® y autoclave.

Descripción

Los artroscopios de Smith & Nephew están diseñados para facilitar la iluminación y la visualización de estructuras dentro la articulación de la cadera. Los artroscopios están disponibles en varias direcciones de visión y longitudes de trabajo para adaptarse a las necesidades del cirujano.

Los artroscopios rígidos son instrumentos quirúrgicos reutilizables y deben limpiarse y esterilizarse antes de usarlos.

Indicaciones

Indicados para facilitar la iluminación y visualización en procedimientos artroscópicos operativos y de diagnóstico y en exámenes y tratamiento artroscopio.

Además, los artroscopios rígidos de 4mm de diámetro están indicados para facilitar iluminación y visualización en la retirada de cuerpos sueltos y tejidos blandos en la articulación de la cadera, gracias a su adecuada relación dimensiones / longitud.

Composición

Fabricados en acero inoxidable.

Esterilización

Artroscopios fabricados en acero inoxidable que soportan diferentes modalidades de esterilización (autoclave, STERIS SYSTEM 1 y Óxido de etileno).

Artroscopios de visión directa, no HD

Presentación

Artroscopios autoclavables

Código Producto	Descripción
72202087	Artroscopio 4,0mm, 30°, 160 mm
72202088	Artroscopio 4,0mm, 70°, 160 mm
7205682	Artroscopio 2,7mm, 30°, 67 mm

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE506114 Clase CE IIa				 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



No contiene látex



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante



Producto no estéril



Representante autorizado

Smith+Nephew
 Calle 100 # 7-33 piso 3, Bogotá
 Tel: 57 (1) 605 7373
www.smit-nephew.com