

HEALICOIL KNOTLESS PK[®], anclaje para suturas sin nudo



Características

- **Anclaje de arquitectura abierta impactado y roscado. Menor volumen total del implante** en comparación con los principales anclajes de la competencia de la misma categoría. Primer paso impactado y paso final roscado (rosca naranja)
- Opciones autoterrajante con punta metálica y opción 100% PEEK (que necesita terraja o broca).
- Posibilidad de utilizar el mismo instrumental que el resto de la familia HEALICOIL PK.
- **Enhebrador de suturas incorporado, de fácil uso.**
- **Atrapa la sutura en su interior (no contra el hueso) mediante el uso del mecanismo roscado del mango del anclaje (rosca negra).**
- **Acepta hasta 4 cintas o hasta 6 suturas**

Descripción

El anclaje HEALICOIL KNOTLESS PK[®] (anclaje para suturas sin nudo) es un dispositivo de fijación concebido para permitir el reacoplamiento seguro del tejido blando al hueso.

El dispositivo consta de un anclaje de sutura sin nudos montado en un dispositivo de inserción.

El dispositivo debe utilizarse con las suturas ULTRABRAID, ULTRATAPE y MINITAPE de Smith & Nephew.

El anclaje de sutura PK sin nudos HEALICOIL de Smith & Nephew contiene:

- Anclaje de sutura de PEEK no absorbible con implante distal de PEEK no absorbible y tapón interno de PEEK no absorbible

ó

- Anclaje de sutura de PEEK no absorbible con implante distal de titanio no absorbible y tapón interno de PEEK no absorbible (versión autoterrajante)
- Dispositivo de inserción
- Enhebrador de sutura

Los instrumentos quirúrgicos están diseñados para satisfacer necesidades específicas del cirujano ortopédico. Están indicados para uso en cirugía ortopédica y general.

Indicaciones

El anclaje para suturas HEALICOIL KNOTLESS PK de Smith+Nephew está indicado para usarse exclusivamente en el reacoplamiento del tejido blando al hueso para las siguientes indicaciones:

Hombro:

- Tenodesis del bíceps.
- Reparación de la rotura del manguito de los rotadores.

Composición

HEALICOIL KNOTLESS PK:

	Autoterrajante PK sin nudos HEALICOIL KNOTLESS	PK sin nudos HEALICOIL KNOTLESS
Implante distal	Titanio	PEEK
Tapón interno	PEEK	
Implante proximal	PEEK	

- Dispositivo de inserción – cuerpo de acero inoxidable con mango de ABS/polycarbonato.
- Enhebrador de sutura – alambre de nitinol engarzado en un tubo de acero inoxidable con un mango de ABS.

Broca: 17-4PH acero inoxidable (ASTM F899).

Punzón: 17-4PH acero inoxidable

Punzón-Dilatador: 17-4PH acero inoxidable (ASTM A564)

Dilatador roscado: Guía: 17-4PH acero inoxidable (ASTM A564)

Medidas:

- Longitud total una vez insertado: 185mm
- Grosor: 55mm

HEALICOIL KNOTLESS PK[◇], anclaje para suturas sin nudo

Presentación

Código de producto	Descripción
Implante	
72205137	HEALICOIL Knotless PK, 5.0 mm
72205138	HEALICOIL Knotless PK, 5.0 mm, autoterrajante
Instrumental	
72205308	Broca HEALICOIL Knotless, punta de pala, 4,75 mm, reutilizable
72201915	Punzón cónico 3,8 mm reutilizable
72202633	HEALICOIL/ TWINFIX ULTRA Dilatador roscado 4,5 mm, reutilizable

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 2797 CE nº CE506114 Clase IIa: broca IIb: anclaje I: resto		 anclaje  Instrumental	 3 años: anclajes   anclajes	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, EE.UU.  Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Alemannenstraße 14, 78532 Tuttlingen, Alemania Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto esterilizado por óxido de etileno



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante



Producto no estéril



No reutilizar



Caducidad



Representante autorizado

Sports Medicine

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com