

## LIGAMENT CHISEL, terminal para generador VULCAN



### Características

- Terminales de RF para resección y coagulación de tejidos blandos.
- Terminales de uso monopolar.
- Identificables, color verde.
- Reconocimiento de cada terminal, con sus propios parámetros.
- Amplia gama, terminales específicos para cadera (EFLEX®) y pequeña articulación (Micro).
- Terminales fabricados con material maleable, permite llegar a zonas de difícil acceso.
- Un solo uso.
- No contiene látex en su composición.

### Descripción

Terminales electroquirúrgicos monopolares estériles de un solo uso, para su uso con el generador VULCAN.

### Indicaciones

Los terminales monopolares LIGAMENT CHISEL están destinados a ser utilizados en cirugía general (aplicaciones ortopédicas y artroscópicas), para la hemostasia de vasos sanguíneos, y en la electrocoagulación controlada de los tejidos blandos de articulaciones tales como rodilla, hombro, muñeca, cadera, etc. La cirugía artroscópica puede incluir diversos procedimientos. Indicado para menisectomía, escisión de plica, resección del ligamento coracoacromial, etc.

### Instrucciones de uso

No utilizar el material si los envases están abiertos o deteriorados. Un solo uso.

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto de los terminales LIGAMENT CHISEL. El producto está destinado para su uso con el generador VULCAN, seguir las instrucciones de uso del mismo.

### Composición

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Electrodo     | Acero inoxidable y Tungsteno |
| Recubrimiento | PTFE contraído al calor      |
| Mango         | ABS                          |
| Cable         | PVC                          |
| Conector      | Polycarbonato y Santopreno   |

## Presentación

| Código Producto | Descripción                       | Diámetro | Color |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-------|
| 7209647         | Terminal LIGAMENT CHISEL curvado  | 3,0 mm   | Verde |
| 7209648         | Terminal LIGAMENT CHISEL angulado | 3,5 mm   | Verde |
| 7209646         | Terminal LIGAMENT CHISEL gancho   | 3,0 mm   | Verde |
| 7209649         | Terminal LIGAMENT CHISEL recto    | 3,0 mm   | Verde |

### Terminales especiales para pequeña articulación

| Código Producto | Descripción                             | Diámetro | Color |
|-----------------|-----------------------------------------|----------|-------|
| 7209643         | Terminal Micro LIGAMENT CHISEL gancho   | 1,5 mm   | Verde |
| 7209645         | Terminal Micro LIGAMENT CHISEL angulado | 1,5 mm   | Verde |
| 7209644         | Terminal Micro LIGAMENT CHISEL curvado  | 1,5 mm   | Verde |

# LIGAMENT CHISEL, terminal para generador VULCAN

Terminales especiales para cadera

| Código Producto | Descripción                                        | Diámetro | Color |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|-------|
| 72200682        | Terminal EFLEX LIGAMENT CHISEL con cable integrado | 3,0 mm   | Verde |

Material asociado

| Código Producto | Descripción                   |
|-----------------|-------------------------------|
| 7209687         | Placa para terminal monopolar |

| Certificación                                                                         | Composición       | Esterilidad                                                                                  | Conservación                                                                                                        | Fabricante                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Smith and Nephew Medical Limited</b><br><b>ON n° 0086</b><br><b>CE n° CE506114</b> | <b>LATEX FREE</b> | <br>Resto   | <br>2 años, placa<br>3 años, resto | <br><b>Smith &amp; Nephew Inc.</b><br>150 Minuteman Road<br>Andover, MA 01810, USA                                                                                                  |
| <b>Covidien Ilc.</b><br><b>ON n° 0086</b><br><b>CE n° CE00500</b>                     |                   | <br>Placa |                                  | <b>Covidien Ilc</b><br>15 Hampshire Street<br>Mansfield, MA. 02048 USA                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Clase CE</b><br><b>IIb</b>                                                         |                   |                                                                                              |                                  | <br><b>Smith &amp; Nephew Medical Limited</b><br>101 Hessle Road<br>Hull HU3 2BN UK<br><br><b>Covidien Ireland Limited</b><br>IDA Bussiness Technology Park<br>Tullamore. Ireland |
|                                                                                       |                   |                                                                                              |                                                                                                                     | <b>Distribuidor</b><br><b>Smith &amp; Nephew, SAU</b><br>ISO 9001                                                                                                                                                                                                      |

\* Fabricante: Covidien IIC (Placa para terminal monopolar)

## Leyenda símbolos

|                                                                                     |                                                |                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | No contiene látex                              |  | Producto esterilizado con óxido de etileno |
|  | Caducidad                                      |  | No reutilizar                              |
|  | No utilizar si el envase está abierto o dañado |  | Producto no esterilizado                   |
|  | Fabricante                                     |  | Representante autorizado                   |

## Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U  
Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)  
Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65  
A-28123297  
[informacion@smith-nephew.com](mailto:informacion@smith-nephew.com). [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)