

TERMINAL BONECUTTER



Características

- Resección del tejido blando y del hueso con un mismo terminal (eliminado tener que utilizar un terminal de fresado)
- Permite la **resección ósea** eficazmente en **acromioplastias**
- Disponible en terminales de tipo Full Radius y SYNOVATOR
- **Un solo uso**

Indicaciones

Los terminales desechables BONECUTTER Serie 3000 DYONICS® de artroscopia están indicados para la resección de tejidos blandos y óseos en cavidades articulares grandes y pequeñas. Entre las aplicaciones específicas se incluyen procedimientos de reconstrucción de rodilla y hombro, tales como incisuroplastia y acromioplastia.

Composición


Tubos metal y fresas Acero inoxidable
Centro moldeado Policarbonato
Sello Silicona

Nota: Los tubos internos (no en fresas) están recubiertos con estaño-níquel, luego todos los tubos internos y fresas están tratados con silicona.

Instrucciones de uso

Para extraer un terminal artroscópica desechable DYONICS del sobre esterilizado, extraer el sello TYVEK® del mismo y siga las instrucciones descritas en el prospecto de DYONICS® Series 3000 BONECUTTER Arthroscopy Blades.

Presentación

Código Producto	Descripción	
7206010	5,5mm Full Radius	
7206012	5,5mm SYNOVATOR; con un Full Radius interior	
7206011	4,5mm Full Radius	
7206013	4,5mm SYNOVATOR; con un Full Radius interior	

TERMINAL BONECUTTER

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE IIa	LATEX FREE	STERILE R	 2,5 años    	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE R	Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	No utilizar si el envase está abierto o dañado	EC REP	Representante autorizado
			Temperatura de almacenamiento
	Fabricante		

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com