# Smith-Nephew

## SUTUREFIX° anclaje todo sutura.



#### Características

- Anclaje 100% sutura, sutura ULTRABRAID°
- Suturefix Ultra Curved utiliza un sistema de implementación activa a modo de jeringa
- Versiones:
  - Anclaje de 1,7 mm con 1/2 suturas
  - Anclaje de 1,7 mm Curved con 1 sutura
  - Anclaje de 1,7 mm Curved XL con 1 suturas
  - Anclaje de 1,9 mm con 2 suturas
  - Anclaje de 1,9 mm Curved con 2 suturas
- Fuerza de fijación y resistencia al arranque (Pull out).
- Guías Curvas Suturefix presentan una curva más agresiva y con una profundidad de perforación más corta.
- Instrumental (guía y obturador) y broca desechable específicos, permiten crear un lecho que sólo requiere 20 mm de profundidad.
- No es necesario implantarlo en cortical, funciona bien en hueso descorticado / esponjosa.
- Mecanismo de implantación consistente, transmite mayor confianza al cirujano.

#### Descripción

SUTUREFIX<sup>†</sup> es un anclaje "soft" compuesto exclusivamente por sutura. Consta de un anclaje de sutura suave con sutura (s) no absorbibles pre-enhebradas en un dispositivo de inserción.

SUTUREFIX Ultra Curved utiliza un sistema de implementación activa (a modo de jeringa) que puede mejorar el rendimiento mecánico.

Las Guías Curvas Suturefix, presenta una curva en su mayoría es distal, más agresiva y con una profundidad de perforación más corta.

SUTUREFIX está disponible con 1 o 2 suturas precargadas y se suministra estéril para un solo uso.

#### Indicaciones

Indicado para la fijación segura de tejido blando al hueso.

#### Hombro: SUTUREFIX Ultra Straight y Curved.

- Estabilización capsular: Reparación de Bankart, Inestabilidad del hombro anterior, Reparación de lesiones SLAP, Desplazamiento capsular o Reconstrucciones capsulolabrales.
- Reparaciones de separación acromioclavicular.
- Reparación de deltoides.
- Reparaciones de desgarros del manguito de los rotadores
- Tenodesis del bíceps.

#### Cadera: SUTUREFIX Ultra Straight y Curved.

 Reparación de la cápsula de la cadera: reparación reconstrucción acetabular.

#### Pie y tobillo: SUTUREFIX Ultra Straight.

- Reparaciones de deformidad en valgo.
- Reparaciones / reconstrucciones de inestabilidad medial o lateral.
- Reparaciones / reconstrucciones del tendón de Aquiles.
- Reconstrucciones de la curvatura plantar.
- Reparaciones / reconstrucciones de ligamentos / tendones metatarsianos.
- Extracción de juanete.

#### Codo, muñeca y mano: SUTUREFIX Ultra Straight.

- Reconexión del tendón del bíceps.
- Reconstrucciones del ligamento colateral ulnar o radial.
- Reparación de epicondilitis lateral.

#### Rodilla: SUTUREFIX Ultra Straight.

- Reparaciones extracapsulares: ligamento colateral interno, ligamento colateral lateral y ligamento oblicuo posterior.
- Realineación rotular y reparaciones de tendones: avance del músculo vasto medial oblicuo.
- Tenodesis de banda iliotibial

#### Composición

Sutura: ULTRABRAID° (fibra de polietileno UHMW (Dyneema Purity®).

Dispositivo de inserción: eje de Acero Inoxidable tipo 304 con mango de policarbonato con base de bisfenol A (Makrolon 2458).

#### Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica de Suturefix

Página 1 de 3 FT 12.19/6



# SUTUREFIX° anclaje todo sutura.

## Presentación

Código Producto Descripción				
Suturefix Ultra Straight				
72203852	Anclaje SUTUREFIX Ultra 1,7 mm. 1 sutura azul			
72203853	Anclaje SUTUREFIX Ultra 1,7 mm. 1 sutura blanca/azul			
72203854	Anclaje SUTUREFIX Ultra 1,9 mm. 2 suturas azul			
72203841	Anclaje SUTUREFIX Ultra XL 1,7 mm. 1 sutura azul			
72203842	Anclaje SUTUREFIX Ultra XL 1,7 mm. 1 sutura blanca/azul			
72203953	Pack 3 anclajes SUTUREFIX Ultra 1,7 mm azul (incluye broca)			
72203954	Pack 3 anclajes SUTUREFIX Ultra 1,9 mm azul (incluye broca)			
72203955	Pack 5 anclajes SUTUREFIX Ultra 1,7 mm azul			
72203956	Pack 5 anclajes SUTUREFIX Ultra 1,9 mm azul			
Suturefix Ultra Curved				
Hombro				
72204687	Anclaje SUTUREFIX Ultra Curved 1,7 mm. 1 sutura azul			
72204688	Anclaje SUTUREFIX Ultra Curved 1,7 mm. 1 sutura cobraid			
72204689	Anclaje SUTUREFIX Ultra Curved 1,9 mm. 2 suturas cobraid			
Cadera				
72205060	Anclaje SUTUREFIX Ultra Curved XL 1,7 mm. 1 sutura azul			
72205061	Anclaje SUTUREFIX Ultra Curved XL 1,7 mm. 1 sutura azul			

### Material asociado

Código Producto	Descripción			
Suturefix Ultra Straight				
72203855	Broca desechable 1,7 mm			
72203856	Broca desechable 1,9 mm			
72203857	Guía broca con punta corona			
72203858	Guía broca con punta afilada			
72203859	Guía broca con punta boca pez			
72203861	Obturador romo			
72203862	Obturador romo canulado			
72203863	Obturador con punta trocar			
Suturefix Ultra Straight 2	(L			
72204669	Broca XL desechable 1,7 mm			
72203843	Broca XL desechable 1,7 mm			
72203844	Guía broca XL con punta corona			
72203845	Guía broca XL con punta afilada			
72203846	Obturador romo XL			
72203899	Obturador romo XL canulado			
72203850	Empujanudos Elite XL cadera			
Suturefix Ultra Curved				
72204690	Broca flexible 1,7 mm			
72204691	Broca flexible 1,9 mm			
72204692	Guía broca con punta corona curva			
72205141	Guía recta para anclajes curvos			
72204694	Obturador curvo			
Suturefix Ultra Curved X				
72205062	Broca XL desechable 1,7 mm			
72205063	Guía broca XL con punta corona			
72205142	Guía recta para anclajes curvos XL			
72205064	Obturador XL Curvo			

Página 2 de 3 FT 12.19/6



## SUTUREFIX<sup>o</sup> anclaje todo sutura.

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 2797 CE n° CE506114 Clase CE IIB: implantes IIA: Brocas I: Obturadores, guías y empujanudos	LATEX FREE	Anclajes  STERILE R  Brocas  Guías , obturadores y empujanudos	3 años desechables / implantes	Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  EC REP  Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstraße 14 78532 Tuttlingen Alemania  Distribuidor Smith & Nephew, SAU Certificación ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE No contiene látex



Producto no esterilizado





No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante



Producto esterilizado con óxido de etileno



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar desechables



Representante autorizado

#### **Sports Medicine**

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

 $\underline{informacion@smith-nephew.com}.\ \underline{www.smith-nephew.com}$ 

Página 3 de 3 FT 12.19/6