

DYONICS SAPHYRE Ablation, Terminales bipolares



Características

- **Terminales de uso bipolar**
- **Amplia gama de terminales** (con o sin succión)
- **Reconocimiento de cada terminal** con sus propios parámetros
- **Indicados para:**
 - **Rodilla:** sinovectomía, meniscectomía, modelado meniscal, resto de LCA y LPC, modelado en escotadura
 - **Hombro:** descompresión subacromial, bursectomía, sinovectomía, coagulación de tejidos blandos
- **Amplia gama con distintas angulaciones**
- **Muy agresivos**
- **Un sólo uso**
- **No contienen látex en su composición**
- **Identificables, color gris**

Descripción

Los terminales DYONICS SAPHYRE Ablation son terminales electroquirúrgicos bipolares estériles de un sólo uso, destinados a ser utilizados con el generador DYONICS VULCAN EAS. Los terminales bipolares SAPHYRE están disponibles en diferentes configuraciones de punta para proporcionar un acceso óptimo a los tejidos afectados. Algunos modelos incorporan capacidad de succión para asistir en la eliminación de restos de tejido del área quirúrgica.

Indicaciones

Los terminales bipolares DYONICS SAPHYRE están diseñados para ser utilizados en la ablación y la hemostasis de tejidos blandos en procedimientos artroscópicos.

Instrucciones de uso

No utilizar el material si los envases están abiertos o deteriorados. Un solo uso.

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto de los terminales DYONICS SAPHYRE. El producto está destinado para su uso con el generador DYONICS VULCAN, seguir las instrucciones de uso del mismo.

Composición

Electrodo	Acero inoxidable y Tungsteno
Recubrimiento	PTFE contraído al calor
Mango	ABS
Cable	PVC
Conector	Polycarbonato y Santopreno

DYONICS SAPHYRE Ablation, Terminales bipolares

Presentación

Código Producto	Descripción	Color
7209686	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 90°	Gris
7209685	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 60°	Gris
7209684	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 90° high profile	Gris
7210111	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE II Ablation, con succión, 90°	Gris
7210113	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE II Ablation, con succión, 60°	Gris
7210112	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE II Ablation, con succión, 90° high profile	Gris
7210491	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE II Ablation, con succión, 40°	Gris

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE IIb	LATEX FREE	STERILE EO	 3 años  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE EO	Producto esterilizado con óxido de etileno
	Caducidad		No reutilizar
	No utilizar si el envase está abierto o dañado	EC REP	Representante autorizado
	Fabricante		

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com