

SERVIMOS PARA

## **FICHA TECNICA**

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

## FLEXCONECTOR - CATETER MOUNT

MARCA: NINGBO

FABRICANTE: NINGBO HUAKUN MEDICAL EQUIPMENT Co. LTD.

PAIS DE ORIGEN CHINA

REFERENCIA: B20009

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2014DM-0012091 FECHA DE VIGENCIA: 12/11/2024

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA VIDA UTIL: 5 AÑOS

NOMBRE COMERCIAL: FLEXCONECTOR - CATETER MOUNT

DESCRIPCIÓN Conector giratorio con rotación 360°C, permitiendo el traslado. seguro de pacientes adulto y pediatricos

COMPOSICIÓN: Manguera corrugada longitud 20 cm- diámetro 15/22 mm, codo con tapón de goma.

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa sellada no estéril

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

Facilita la insuflación de aire y administración de farmacos a los pulmones. Doble tapón para procesos de

INDICACIONES DE USO: succión y broncoscopia.

\*Para un mejor rendimiento, use dentro de los cinco años posteriores a la fecha de fabricación.

Destinado a ser utilizado por personal cualificado y capacitado. El remojo, el enjuague, el lavado, la PRECAUCIONES: esterilización con gas o vapor de este circuito pueden provocar una retención dañina de gases residuales o un

esternización con gas o vapor de este circuito pueden provocar una reterición darina de gases residuales o di

aumento peligroso de la resistencia respiratoria.

**CONTRAINDICACIONES:** No utilizar si el envase presenta averías.

CONDICIONES DE Lugar limpio, fresco y seco. Sin exposición directa al sol.

Rango de temperatura: De - 15°C a 50°C Rango de Humedad relativa: < 80%

**DISPOSICION FINAL:** Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución

Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S

Carrera 25 No. 24B-35 Tel(601) 5163716

Bogotá - Colombia

Email:comercial@medicalcarewell.com