


Monitorización de presión arterial no invasiva (PANI) – conectores Dräger



Tubo para PANI

Los siguientes brazaletes y tubos para un solo paciente y reutilizables utilizan conectores Dräger.

	Pieza	Número de pieza
A	Tubo de conexión, adulto/ pediátrico, 3,7 m (12,1 pies)	MP00953

Brazaletes para presión arterial reutilizables adulto/pediátrico

NOTA

Todos los manguitos están hechos sin látex natural.

	Pieza	Número de pieza
B	Brazalete para bebés, XXS de 8 a 13 cm (de 3 a 5 pulg.)	MP00911
	Brazalete para niños, XS de 12 a 19 cm (de 5 a 7 pulg.)	MP00912
	Brazalete pequeño para adultos, S, de 17 a 29 cm (de 6 a 10 pulg.)	MP00913
	Brazalete para adultos, M de 23 a 33 cm (de 9 a 13 pulg.)	MP00915
	Brazalete para adultos, M+ de 23 a 43 cm (de 9 a 17 pulg.)	MP00916
	Brazalete para adultos, M++ de 23 a 53 cm (de 9 a 21 pulg.)	MP00917
	Brazalete grande para adultos, L de 31 a 40 cm (de 12 a 16 pulg.)	MP00918
	Brazalete grande para adultos, L+ de 31 a 55 cm (de 12 a 22 pulg.)	MP00919
	Brazalete grande para muslo, adultos, XL de 38 a 50 cm (de 15 a 20 pulg.)	MP00921