


MEDICAL NISSI SAS.

VERSIÓN: 2
CÓDIGO: FT-008
Página 1 de 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO INHALOCAMARA PEDIATRICA EN CAJA



- A Frasco inhalocámaras
- B Careta pediátrica
- C Válvula
- D Tenedor
- E Base

NOMBRE DEL DISPOSITIVO	INHALOCAMARA PEDIATRICA EN CAJA
CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
	Envase natural, careta azul
	Olor adicionado
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	No estéril
	Libre de impurezas, desechable
	Con Válvula interna en la mascarilla, optimiza la absorción del
	medicamento
	Careta adulto azul traslucida.
	Frasco inhalocámaras transparente.
COMPONENTES DEL DISPOSITIVO	Tenedor azul
	Válvula respiratoria azul
	Soporte universal azul
	Temperaturas máximas de 150 ºC
	Con un material plástico no corrosivo
PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO	Resistente al impacto

MATERIAL PRINCIPAL	
Careta adulto	PVC blando olorizado
Frasco inhalocámaras transparente	Polipropileno homopolimero
Tenedor azul	Polipropileno homopolimero
Válvula respiratoria	PVC blando
Soporte universal	PVC blando
USO	Las inhalocámaras son dispositivos adaptados para separar la salida del gas que contiene el fármaco o medicación permitiendo así que el último llegue a la boca del paciente, logrando la evaporación del gas.
	Dispositivo desechable.
INDICACIONES Y PRECAUCIONES	Dosificar el medicamentos de acuerdo a orden médica
	Empaque por unidad en bolsa plástica y caja individual
PRESENTACION DEL PRODUCTO	Embalaje en caja de 144 unidades
	No poner elementos pesados sobre los productos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	 Conservar en un lugar fresco y seco y alejado de la luz directa del sol. Hacer uso estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.
REGISTRO SANITARIO	2022DM-0009295-R1
VIGENCIA	16/09/2032
RIESGO	I
VIDA ÚTIL	5 años

Fecha actualización: octubre/22