

FICHA TECNICA



ASSUCRYL® MonoSlow, monofilamento, violeta, sintético absorbible

Monofilamento sintético absorbible PDO (Polidioxanona) violeta. Alta fuerza tensil inicial, de fácil manejo y suave paso a través de los tejidos. Retención de fuerza tensil cerca del 75 % después de 3 semanas.

Nombre del producto	AssuCryl® MonoSlow monofilamento sintético absorbible
Fabricante	Assut Medical Ltda.
Ubicación del Fabricante	Diagonal 2 Sur No. 11 - 99 Cajica, Cundinamarca, Colombia
Descripción del producto	Monofilamento sintético absorbible PDO, violeta o blanco
Color	Teñido violeta con colores aditivos aprobados por la FDA D+C violeta # 2 (ci 60725) O sin teñir
Composición Química	Polydioxanona (PDO)
Recubrimiento	Ninguno
Características Generales	Monofilamento sintético absorbible PDO (Polydioxanona), violeta o sin teñir. Alta fuerza tensil inicial fácil de manejar y suave al pasar a través de los tejidos. La fuerza de retención superior al 75% después de 3 semanas
Aplicación	AssuCryl® MonoSlow sutura sintética absorbible esta indicada para usar en aproximación de todo los tipos de tejido blando, incluye el uso en pediatría cardiovascular donde se espera que haya crecimiento, y cirugía oftálmica
Absorción	La fuerza de retención es superior al 75% después de 3 semanas. Es esencialmente completa entre 180 y 210 días
Reacción en Piel / tejido	Moderada
Esterilidad	Con Gas Oxido de Etileno (EO)
Empaque	Empaque Primario: PET/PE Tyvek Empaque Secundario: Sobre de Aluminio
Tamaños	USP 7-0 a 2
Vida Util	5 Años
Almacenamiento	Mantenga en un lugar seco y lejos de cualquier fuente de calor, preferiblemente por debajo de 25 ° C.
Sistema - Producción	Según EN ISO 13485
Otros	Assut AssuCryl® MonoSlow esta disponible en diferentes grosores y longitudes con agujas en acero inoxidable de varios tipos y tamaños Vea el Catalogo General "Assut sutures"