



FICHA TÉCNICA: GASA TEJIDA



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACIONES COMERCIALES

GASA ESTÉRIL 10X10 SBX5 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX5 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 10X10 SBX3 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX3 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 10X10 SBX2 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX2 UNIDADES

GASA TEJIDA CON RADIOPACO 7.5CM X7.5CM (3"X3") 8 PLIEGUES SBX3 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 7.5CM X7.5CM (3"X3") 8 PLIEGUES SBX4 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 7.5CM X7.5CM (3"X3") 8 PLIEGUES SBX5 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 7.5CM X7.5CM (3"X3") 8 PLIEGUES SBX10 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 7.5CM X7.5CM (3"X3") 16 PLIEGUES SBX3 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 7.5CM X7.5CM (3"X3") 16 PLIEGUES SBX4 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 7.5CM X7.5CM (3"X3") 16 PLIEGUES SBX5 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 7.5CM X7.5CM (3"X3") 16 PLIEGUES SBX10 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 10CM X10CM (4"X4") 8 PLIEGUES SBX3 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 10CM X10CM (4"X4") 8 PLIEGUES SBX4 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 10CM X10CM (4"X4") 8 PLIEGUES SBX5 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 10CM X10CM (4"X4") 8 PLIEGUES SBX10 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 10CM X10CM (4"X4") 16 PLIEGUES SBX3 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 10CM X10CM (4"X4") 16 PLIEGUES SBX4 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 10CM X10CM (4"X4") 16 PLIEGUES SBX5 ESTÉRIL
GASA TEJIDA CON RADIOPACO 10CM X10CM (4"X4") 16 PLIEGUES SBX10 ESTÉRIL
COMPRESA 45CMX45CM 6 CAPAS CON Y MANIJA SUJECCIÓN Y CON RADIOPACO PAQUETE X100 NO ESTÉRIL
COMPRESA 45CMX45CM 6 CAPAS CON Y MANIJA SUJECCIÓN Y CON RADIOPACO X1 ESTÉRIL
COMPRESA 45CMX45CM 6 CAPAS CON Y MANIJA SUJECCIÓN Y CON RADIOPACO X2 ESTÉRIL
COMPRESA 45CMX45CM 6 CAPAS CON Y MANIJA SUJECCIÓN Y CON RADIOPACO X5 ESTÉRIL

MARCA

Medical Supplies Corp. S.A.S

FABRICANTE

Kingstar Medical Xianning, CO. LTD. /Jiujiang Huada Medical Dressing CO. LTD.

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2017DM-0000734 R1

VIGENCIA REGISTRO SANITARIO

30/03/2027

CLASIFICACIÓN RIESGO

Ila

TIPO DE GASA

VII

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO

Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.

COLOR

Blanco

OLOR

Inoloro

ANÁLISIS FISCOQUÍMICO

COMPOSICIÓN

Hilaza de algodón

PODER ABSORBENTE (SEG.)

Máximo 30

RESIDUO DE IGNICIÓN (%)

Máximo 0,825

MATERIA GRASA (%)

Máximo 0,7

PRESENCIA DE ALMIDONES Y DEXTRINA

Negativo

ACIDEZ

Negativo

ALCALINIDAD


Negativo

CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA URDIMBRE

18 a 22

CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA TRAMA

10 a 14

PRUEBA DE ESTERILIDAD		
CALDO TIOGLICOLATO (32,5+ /- 2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.	
CALDO CASOY (22,5 +/-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.	
LEGILACIÓN APLICABLE	NTC 2140 y USP Vigente	
EMPAQUE PRIMARIO	Papel Grado Médico	
USOS	Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco.	
DISPOSICIÓN FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico	
ELABORADO POR		
REVISADO POR		
APROBADO POR		
		
DIONY ANDREA GALLEGU SIERRA	CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA	JULIANA ARANGO PONCE