

## La Santé

#### FICHA TÉCNICA

#### RIFAXIGAL 100mg/5 mL POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL

Código: ID-P-007 Revisión: 00 Página: 1 de 4





REV.08 ID-P-007-R-02



#### FICHA TÉCNICA

### La Santé RIFAXIGAL 100mg/5 mL POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL

Código: ID-P-007 Revisión: 00 Página: 2 de 4

#### **ENVASE PRIMARIO Y ACCESORIOS**

- PRESENTACIÓN X 100 mL: Caja con un frasco pead blanco x 120 mL/Tapa pilfer 28 mm liner espumado/ cuchara plástica
- PRESENTACIÓN X 15 mL: Caja con un frasco pead blanco x 30 mL/Tapa pilfer 28 mm liner espumado/ jeringa plástica

	INFORMACIÓN GENERAL.				
Producto:	Rifaxigal® 100mg/5ml polvo para reconstituir a suspensión oral				
Marca:	Rifaxigal®.				
Presentaciones comerciales:	Caja con frasco pead blanco y tapa pilfer 28 mm liner espumado conteniendo polvo para reconstituir a 100 mL de suspensión ora + cuchara plástica				
Muestra médica:	Caja con frasco pead blanco y tapa pilfer 28 mm liner espumado conteniendo polvo para reconstituir a 15 mL de suspensión oral + jeringa				
Forma farmacéutica:	Polvo para reconstituir a suspensión oral.				
Principios activos:	Cada 25g de polvo para reconstituir a 100 mL de suspensión oral contiene Rifaximina 2,00 g				
Fabricante:	Laboratorios La Santé S.A				
Metodología analítica empleada:	AC-I-860				
Análisis realizado:	LABORATORIOS LA SANTÉ S.A				
Descripción granel:	SIN RECONSTITUR: Polvo granular color naranja oscuro con ligero aroma a Mandarina.				
Descripcion graner.	RECONSTITUIDO: Suspensión (líquido con partículas en suspensión) de color naranja oscuro con olor y sabor a Mandarina.				
Peso promedio:	Para 100 mL. 25,0 g/Fco (23,8 – 26,3) g/Fco				
	Para 15 mL 3,75 g/Fco (3,56 – 3,94) g/Fco				
	El promedio de los 10 envases no es menor de 100% del volumen declarado.				
Volumen de entrega	El volumen de ningún envase es menor del 95% del volum declarado.				
Peso unidad comercial x 100 mL:	54,10 gramos.				
Peso muestra médica x 15 mL:	31,43 gramos				
Registro INVIMA No.:	INVIMA 2015M-0015980.				
CUM	Comercial x 100 mL 020077580-02				
	Muestra médica x 15 mL   020077580-06				

REV.08 ID-P-007-R-02

# La Santé RIFAXIGAL 100mg/5 mL POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL Código: ID-P-007 Revisión: 00 Página: 3 de 4

RUTA PROCESO										
PREPARACIÓN	PRODUCCIÓN ENVASE PRIMARIO ENVASE SECUNDARIO							Ю		
DISPENSACIÓ	MEZCLAS	HUMEDA QM	COMPRESIÓN	CUBIERTA	ENCELOFANADO		ESTUCHADO (LS)	EMBALAJE (LS)		
N (LS)		DIRECTA	ENCAPSULADO	BRILLADO	BLISTEADO	CODIFICADO (LS)				
			PREPARACIÓN		SOPLADO /ENVASE					


	ESPECIFICAC	IONES DE	ENVAS	SE SECUNDAR	Ю.			
PARÁMETE	ESPECIFICACIÓN.							
Dimensiones del estuche.		_	ESENTACIÓN				า	
		PRESENTACIÓN X 15 mL 50 x 50 x		50 x 50 x 1	105 mm			
Condiciones ambientales:	Parámetro:	Humedad Relativa.		Temperatura.	Diferenci presió		Luz.	
Condiciones ambientales:	Especificación:	Máximo 55%.		Máximo 25°C.	-0,02 in	H₂O.	Condiciones normales.	
Tamaño de lote granel:	70 kg		Cantidad teórica presentación muestra comercial x 100 mL:		l x 100 mL:			
ramano de lote graner.	70 kg.		Cantidad teórica presentación muestra médica x 15 mL:					

PRESENTACIÓN COMERCIAL.	DIMENSIONES ETIQUETA.	ALTURA DE LA FLECHA	
Comercial x 100 mL	120X49 mm.	49 mm	
Muestra médica x 15 mL	120X49 mm.	49 mm	

ESPECIFICACIONES DE CODIFICADO Y ACONDICIONADO (envase primario y secundario).							
MARCA.	MARCA. DESTINO. Tiempo de vida útil.						
RIFAXIGAL	COLOMBIA.	24 meses a partir de la fecha de fabricación.					

CODIGO SISTEMA SAP.	ETIQUETA	FRASCO	ESTUCHE	TAPA IMPRESA LINER ESPUMADO	ACCESORIO	CÓDIGO DE BARRAS	EAN 14
144187	207872	201745	207870	201760	CUCHARA 200860	7703763997695	17703763997692
144188	207873	201467	207871	201760	JERINGA 200874	N.A	17703763998583

REV.08 ID-P-007-R-02



ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE.								
MARCA.	MARCA. DESTINO PRESENTACIÓN CORRUGADO ESTUCHES POR CORRUGAD							
RIFAXIGAL	Colombia.	Frasco x100 mL presentación muestra comercial.	200833	60 und	5 hileras, 6 unidades, 2 pisos			
RIFAXIGAL	Colombia.	Frasco x15 mL presentación muestra médica.	200841	135 und	6 hileras, 9 unidades (1 piso acostado de 3 hileras x 9 und), 2 pisos			

REV.08 ID-P-007-R-02