

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

FICHA TÉCNICA No. FTDM-046V01

AMIKA - PUMP SET BAG ENFIT UNIVERSAL



INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del producto	AMIKA - PUMP SET BAG ENFIT UNIVERSAL - TRANSITION CONNECTOR		
Referencia	7751908		
Descripción	Dispositivo para la administración de nutrición enteral asistida por bomba de infusión. Cuenta con las siguientes características: - Clamp de seguridad patentado que se ajusta exclusivamente a la bomba Amika® - Puerto T-piece que permite el acceso con sistemas ENLock, jeringas enterales. Cuenta con adaptador para adaptación de sistemas Luer. - Connector ENFit junto con adaptador ENLock para permitir conexión a sondas con conector ENFit e ENLock		

Documento Anexo N°: A4-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 02 Ago.2016 Versión: 01 Página: Página 1 de 3

Fecha de Publicación: 01 Sep.2016



FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

	- Bolsa con tapa con capacidad de 1500 cc para llenado con fórmula nutricional		
Presentación comercial	Empaque x 1 Set		
Marca	Amika		
Uso o Destino	Set para administración de nutrición enteral, utilizado en la alimentación por sonda.		
Características Especiales	Permite el llenado en la bolsa con formulaciones nutricionales y en su parte inferior la conexión con una sonda ya sea nasogástrica, o de gastrostomía. Los conjuntos de transición contienen el siguiente adaptador: 1. Adaptador ENLock(morado): ya conectado al conector ENFit. 2. Adaptador LuerLock (Blanco): Disponible por separado en el embalaje; para intercambiarse con el adaptador ENLock si es necesario. 3. Adaptador para el puerto de medicación: Garantizando		
	la compatibilidad con Luer, oral y ENLock Jeringas (blancas).		
Clasificación del Riesgo	IIA		
Tipo de Dispositivo	No Invasivo		
Registro sanitario INVIMA	INVIMA 2014DM-0011632		
Tiempo de Vida Útil	3 Años a partir de la fecha de fabricación.		
Fecha Resolución	Resolución No. 2014022151 17 de Julio de 2014		
Fecha vencimiento Registro	06 de Agosto 2024		
Condiciones de Almacenamiento	Almacénese en un lugar seco y fresco a temperatura ambiente.		
Titular	Fresenius Kabi AG – Con domicilio en Alemania.		
Fabricante	Fresenius Kabi AG – Con domicilio en Alemania. Fresenius Kabi (Nanchang) CO., Ltd – Con domicilio en China. Clinico Medical Sp. Z o.o. – Con domicilio en Polonia		
Importador	Fresenius Kabi Colombia S.A.S.		

Documento Anexo N°: A4-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 02 Ago.2016 Versión: 01 Página: Página 2 de 3

Fecha de Publicación: 01 Sep.2016



FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

	Av. Cra 7 # 155 C – 20 North Point Torre E, Piso 40 Bogotá – Colombia
Origen	Alemania

DATOS ADICIONALES	
Característica	Advertencias/Precauciones: Usar técnica aséptica.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Pune Vege Zegroens	Lina Modiérnu B	Raule 6 Dom
Pilar Vega Bejarano Analista de Asuntos Regulatorios	Lina Gutiérrez Gerente de Producto Application Devices	Paula Andrea Parra Vargas Gerente de Asuntos Regulatorios

Documento Anexo N°: A4-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 02 Ago.2016 Versión: 01 Página: Página **3** de **3**

Fecha de Publicación: 01 Sep.2016