





Doc. Ref.: PS	5D0038	N.º: NCXX.XXXI	SOSAF-ROW	<b>Rev.</b> 5
Producto:	Sondas nasogástricas Enterales Nutricare ROW CON CONECTOR EN Y ENFIT		Aplicación:	Enteral

## **Especificaciones técnicas:**

Materias primas:	Sonda: PU con conexión ENFit	Conector ENFit: ABS	
Envase:	Blíster individual estéril		
Normativa:	Clase IIb		
Otros:	Vida útil de 3 años No contiene látex ftalatos ni DEHP		

## REFERENCIA:

## NC12.110ISOSAF-ROW CON GUIA NCF12.110 SIN GUIA

Indicaciones de uso: La sonda de alimentación Nutricare está indicada para su inserción en el tubo digestivo por vía nasal u oral, con el fin de administrar fluidos, medicación o nutrición. El producto sanitario puede utilizarse también para el drenaje o aspiración de secreciones gástricas.

