

Ficha Técnica

Agujas para Pluma de Insulina



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Agujas para Pluma de Insulina / Disposable Insulin Pen Needle.
Marca:	M&H Care.
Material:	Tubo de la Aguja (Acero Inoxidable SUS 304), Cubo de la Aguja (PP-Polipropileno grado médico), Cubierta Protectora Externa (PP-Polipropileno grado médico), Cubierta Interior (PP-Polipropileno grado médico).
Color:	Transparente.
Tamaños:	28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G.
Presentación:	Caja plegadiza x 100 Unidades, caja master x 50 cajas plegadizas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Función:	Dispositivo médico estéril y desechable. Las agujas de pluma de insulina son fabricadas en Polipropileno (PP) grado médico el cual le imparte gran transparencia al cuerpo, la aguja es elaborada en Acero Inoxidable SUS304 caracterizado por su alta resistencia al quiebre. Utilizada para la inyección de insulina en conjunto con una pluma contenedora de insulina en el cuerpo humano.
Estéril:	Sí. Óxido de etileno.
Tamaños:	Ver propiedades físicas.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.
Empaque:	Cada unidad compuesto de: Papel, película de empaque de coextrusión de grado médico hecha de PP (Polipropileno) / PE (Polietileno).
Clasificación de Riesgos:	IIA.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Libre de Pirógenos:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐
No Tóxico: Sí: ☒ No: ☐			
- Compatible con las marcas de pluma de insulina más reconocida del mercado. - Ajuste seguro. - Diseño de rosca inteligente.			

PROPIEDADES FÍSICAS			INFORMACIÓN CORPORATIVA		
TAMAÑO	OD AGUJA (mm)	LONGITUD (mm)	CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA
28G	0.36	8.12	MH2010	Aguja para Pluma de Insulina 32G x 4mm, Caja plegadiza x 100 Unidades	2017DM-0016258
29G	0.33	10.12		Aguja para Pluma de Insulina 32G x 4mm, Caja máster x 50 Unidades	2017DM-0016258
30G	0.30	8.10	MH2011	Aguja para Pluma de Insulina 31G x 5mm, Caja plegadiza x 100 Unidades	2017DM-0016258
31G	0.25	4		Aguja para Pluma de Insulina 31G x 5mm, Caja máster x 50 Unidades	2017DM-0016258
31G	0.25	5	MH2012	Aguja para Pluma de Insulina 31G x 6mm, Caja plegadiza x 100 Unidades	2017DM-0016258
31G	0.25	6		Aguja para Pluma de Insulina 31G x 6mm, Caja máster x 50 Unidades	2017DM-0016258
31G	0.25	8	MH2013	Aguja para Pluma de Insulina 31G x 4mm, Caja plegadiza x 100 Unidades	2017DM-0016258
32G	0.23	4		Aguja para Pluma de Insulina 31G x 4mm, Caja máster x 50 Unidades	2017DM-0016258
33G	0.20	4	MH2014	Aguja para Pluma de Insulina 31G x 8mm, Caja plegadiza x 100 Unidades	2017DM-0016258
34G	0.18	4		Aguja para Pluma de Insulina 31G x 8mm, Caja máster x 50 Unidades	2017DM-0016258

CERTIFICACIONES	CONTÁCTENOS	IMPORTADO POR
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: - ISO 13485:2003 - EC Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V.	Email: info@norstraynuart.com Teléfono: +57 (1) 295 66 16	Norstray Nuart S.A.S. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Lote 37, Bod. 1, Galapa, Colombia. www.norstraynuart.com