Ficha Técnica



A Norstray & Nuart brand





IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO		
Nombre:	La Bolsa Flexible para la Recolección de Fluidos: Suction Liner.	
Marca:	M&H Care.	
Material:	La Bolsa Flexible para la Recolección de Fluidos: Suction Liner de M&H Care es fabricada en Polietileno (PE) grado médico, ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), PVC (Policloruro de Vinilo) y como agente solidificante (Poliacrilato de Sodio).	
Color:	Transparente, tapa azul	
Tamaños:	1000cc (mL), 1100cc (mL), 1200cc (mL), 1300cc (mL), 1400cc (mL), 1500cc (mL), 1600cc (mL), 1700cc (mL), 1800cc (mL), 1900cc (mL), 2000cc (mL), 2200cc (mL), 2300cc (mL), 2400cc (mL), 2500cc (mL), 2600cc (mL), 2700cc (mL), 2800cc (mL), 2900cc (mL), 3000cc (mL), 3500cc (mL) y 4000cc (mL).	
Presentación:	Bolsa x 1 unidad, Carton x 40 y x 50 unidades.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Función:	La Bolsa Flexible para la Recolección de Fluidos M&H Care es un producto diseñado para recolectar de manera segura los fluidos con riesgos biológicos que se generan en los procesos clínicos, médico quirúrgicos.	
Tamaños:	Ver propiedades físicas.	
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.	
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.	
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.	
Empaque:	Plástico.	
Clasificación de Riesgo:	L	
Solidificante:	Sí.	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
Libre de Pirógenos:	Si: X No:	Resistente:	Si: X No:	No Tóxico:	Si: X No:

PROPIEDADES FÍSICAS

La Bolsa Flexible para la Recolección de Fluidos M&H Care es fabricada a base de diversos polímeros que le brindan resistencia, contiene gel solidificante a base de Poliacrilato de Sodio, el cual al entrar en contacto con los fluidos corporales los solidifica, evitando el riesgo de contaminación cruzada.

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	
Funda	PE (Polietileno)	Suction Liner YDA Sin filtro de Cierre	
Bolsa	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)	YDA Sin Filtro de Cierre con Solidificante YDA Con Filtro de Cierre	
Conector Luer	PVC (Policloruro de vinilo)	YDA Con Filtro de Cierre y Solificante YDB Sin Filtro de Cierre	
Tapa Luer Tubo de Revestimiento Tapón Interior Válvula Unidireccional	PP (Polipropileno)	YDB Sin Filtro de Cierre con Solidificante	
	PET (Tereftalato de polietileno)	 YDB Con Filtro de Cierre YDB Con Filtro de Cierre y Solidificante 	
	PE (Polietileno en polvo)	YDC Sin Filtro de Cierre YDC Sin Filtro de Cierre con Solidificante	
	PE (Polietileno)	YDC Con Filtro de Cierre	
Filtro de Cierre	PE (Polietileno)	YDC Con Filtro de Cierre y Solidificante YDE	
Agente Solidificante (Gel)	Poliacrilato de Sodio	YDE Con Solidificante	

INFORMACIÓN CORPORATIVA				
CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA		
MH3089	Bolsa Flexible para Recolección de Fluidos, Liner M&H 1000mL con gel 30g, Carton x 50 unidades.	2021DM-0023417		
MH3090	Bolsa Flexible para Recolección de Fluidos, Liner M&H 1500mL con gel 30g, Carton x 50 unidades.	2021DM-0023417		
MH3091	Bolsa Flexible para Recolección de Fluidos, Liner M&H 3000mL con gel 30g, Carton x 40 unidades.	2021DM-0023417		

CERTIFICACIONES	CONTÁCTENOS	IMPORTADO POR
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.	Email: info@norstraynuart.com www.norstraynuart.com	Norstray Nuart S.A.S. Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol, Bogotá, Colombia. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia.