

Ficha Técnica

Recipiente Flexible para Bolsa Flexible
Suction Canister.



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Recipiente Rígido para Bolsa Flexible Suction Canister.
Marca:	M&H Care.
Material:	El Recipiente Rígido para Bolsa Flexible Suction Canister M&H CARE es elaborado en Policarbonato (PC).
Color:	Transparente.
Presentación:	Caja Máster x 20 Unidades 1300 — 1800 (mL), caja Máster x 12 Unidades 3200 (mL).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Función:	El Recipiente Rígido para Bolsa Flexible Suction Canister de M&H Care, dispositivo médico diseñado para dar soporte a las bolsas flexibles para la recolección de fluidos. Útil en la recolección segura de los fluidos con riesgos biológicos que se generan en los procesos médicos quirúrgicos.
Estéril:	No.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.
Empaque:	Plástico.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Libre de Pirógenos:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐
		No Tóxico:	Sí: ☒ No: ☐
• Variedad de Tamaños según la necesidad.			

INFORMACIÓN CORPORATIVA		
CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA
MH3005	Canister, 1300ml, bolsa x 1 unidad.	No Aplica.
	Canister, 1300ml, caja máster x 20 unidades.	No Aplica.
MH3006	Canister, 1800ml, bolsa x 1 unidad.	No Aplica.
	Canister, 1800ml, caja máster x 20 unidades.	No Aplica.
MH3007	Canister, 3200ml, bolsa x 1 unidad.	No Aplica.
	Canister, 3200ml, caja máster x 12 unidades.	No Aplica.
No Requiere Número de Registro Sanitario INVIMA.		

CERTIFICACIONES	CONTÁCTENOS	IMPORTADO POR
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.	Email: info@norstraynuart.com Teléfono: +57 (1) 295 66 16	Norstray Nuart S.A.S. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia. www.norstraynuart.com