

Ficha Técnica

Tapón Heparinizado



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Tapón Heparinizado / Heparin Cap.
Marca:	M&H Care.
Material:	El Tapón Heparinizado de M&H Care es fabricado en ABS grado médico.
Color:	Amarillo.
Presentación:	Blister x 1 unidad. Caja interna x 100 unidades. Caja máster x 5000 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El Tapón Heparinizado de M&H Care se utiliza conjuntamente con la cánula IV para transfusiones de sangre, permitiendo el drenaje de líquidos y para la administración intravenosa de medicamentos y soluciones.
Estéril:	Sí. Óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.
Empaque:	Plástico.
Clasificación de Riesgos:	IIA.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Libre de Pirógenos:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐	No Tóxico:	Sí: ☒ No: ☐
---------------------	--	-------------	--	------------	--

PROPIEDADES FÍSICAS

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Partes de Inyección	Libre de látex
Tapa Superior	ABS de Grado Médico
Cuerpo Base	ABS de Grado Médico

INFORMACIÓN CORPORATIVA

CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA
MH9002	Tapón Heparinizado, Amarillo, Blister x 1 unidad.	2020DM-0021383
	Tapón Heparinizado, Amarillo, Caja interna x 100 unidades.	2020DM-0021383
	Tapón Heparinizado, Amarillo, Caja máster x 5000 unidades.	2020DM-0021383

CERTIFICACIONES

CONTÁCTENOS

IMPORTADO POR

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.	Email: info@norstraynuart.com Teléfono: +57 (1) 295 66 16	Norstray Nuart S.A.S. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia. www.norstraynuart.com
---	---	--