


# Ficha Técnica

## Electrodos ECG



|  | IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Nombre:                     | Electrodos ECG / ECG Electrodes.                                                                                            |
|                                                                                   | Marca:                      | M&H Care.                                                                                                                   |
|                                                                                   | Material:                   | Los Electrodos ECG de M&H Care están fabricados a base de Hidrogel, Acrílico, Espuma de Polietileno (PE), Telas no Tejidas. |
|                                                                                   | Presentación:               | Bolsa x 100 unidades.<br>Caja interna x 1000 unidades.<br>Caja máster x 10000 unidades.                                     |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función:</b>                  | Los Electrodos ECG desechables de M&H Care, son electrodos electrocardiográficos, pre-gelificados, no estériles, de un solo uso, usados como accesorios del equipo de ECG para el monitoreo general de ECG y registro del diagnóstico de ECG de los pacientes. Los electrodos ECG desechables se aplican a la piel no lesionada del paciente por corto tiempo. |
| <b>Estéril:</b>                  | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vigencia:</b>                 | 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uso:</b>                      | Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Almacenamiento:</b>           | Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Empaque:</b>                  | Plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Clasificación de Riesgos:</b> | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                            |                                                                      |                        |                                                                      |                    |                                                                      |                   |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Libre de Pirógenos:</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Libre de Látex:</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Resistente:</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>No Tóxico:</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gel Conductor                             | Hidrogel                                 |
| Adhesivo                                  | Acrílico                                 |
| Soporte                                   | <b>Modelo 301:</b> Espuma de Polietileno |
|                                           | <b>Modelo 302:</b> Telas No Tejidas      |

### INFORMACIÓN CORPORATIVA

| CÓDIGO INTERNO | PRESENTACIONES                                                               | NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MH3030         | Electrodo ECG Pediátrico, 4.4cm, Redondeado, bolsa x 100 unidades.           | 2020DM-0021012                   |
|                | Electrodo ECG Pediátrico, 4.4cm, Redondeado, caja interna x 1000 unidades.   | 2020DM-0021012                   |
|                | Electrodo ECG Pediátrico, 4.4cm, Redondeado, caja máster x 10000 unidades.   | 2020DM-0021012                   |
| MH3031         | Electrodo ECG Adulto, 5.1cm, Forma Pera, bolsa x 100 unidades.               | 2020DM-0021012                   |
|                | Electrodo ECG Adulto, 5.1cm, Forma Pera, caja interna x 1000 unidades.       | 2020DM-0021012                   |
|                | Electrodo ECG Adulto, 5.1 x 5.5cm, Forma Pera, caja máster x 10000 unidades. | 2020DM-0021012                   |
| MH3032         | Electrodo ECG Adulto, 5.1 x 5.5cm, Forma Pera, bolsa x 100 unidades.         | 2020DM-0021012                   |
|                | Electrodo ECG Adulto, 5.1 x 5.5cm, Forma Pera, caja interna x 1000 unidades. | 2020DM-0021012                   |
|                | Electrodo ECG Adulto, 5.1 x 5.5cm, Forma Pera, caja máster x 10000 unidades. | 2020DM-0021012                   |
| MH3033         | Electrodo ECG Adulto, 6.1cm, Redondeado, bolsa x 100 unidades.               | 2020DM-0021012                   |
|                | Electrodo ECG Adulto, 6.1cm, Redondeado, caja interna x 1000 unidades.       | 2020DM-0021012                   |
|                | Electrodo ECG Adulto, 6.1cm, Redondeado, caja máster x 10000 unidades.       | 2020DM-0021012                   |

| CERTIFICACIONES                                                                                                                                 | CONTÁCTENOS                                                     | IMPORTADO POR                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:<br><ul style="list-style-type: none"><li>ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.</li></ul> | Email:<br>info@norstraynuart.com<br>Teléfono: +57 (1) 295 66 16 | Norstray Nuart S.A.S.<br>Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1,<br>Galapa, Colombia.<br>www.norstraynuart.com |