

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Código:FT-DT-005-3.2Versión:03

Fecha: 20/02/2023

WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S

FICHA TECNICA GASA NO TEJIDA PRECORTADA ESTERIL 10 X 10 CON HILOS DE DETECCION DE RAYOS X

1. DATOS GENERALES								
NOMBRE GENERICO:	GASA NO TEJIDO ESTERIL CON HILO RADIOOPACO 10 X 10 4 PLG 2 UN / SOBRE							
NOMBRE COMERCIAL:	GASA NO TEJIDA ESTERIL CON I RADIOOPACO 10 X 10 4 PLG 2 UN		FECHA VIGENCIA REGISTRO	28/02/2027				
FABRICANTE:	SUZHOU HENXIANG IMPORT & EX	(PORT CO.LTD	TIPO/GRADO:	DESECHABLE				
PRODUCTO IMPORTADO:	SI	CODIGO DE BARI	RAS(EAN 13)	7708983069924				
PRODUCTO ESTERIL:	SI	VIDA UTIL DEL PRODUCTO		5 AÑOS				
PRODUCTO GRAVADO IVA	SI	EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE		NO				
REGISTRO SANITARIO NO.	2017DM-0015946	MODALIDAD DE REGISTRO		IMPORTAR Y VENDER				
		_	•	_				



TITULAR REGISTRO SANITARI WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.

2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

CLASIFICACION DEL RIESGO CLASE I : CLASE IIA: X CLASE IIB: CLASE III:		PRESENTACION	CAJA X 1000 UND			
TALLAS	10 X 10	EMBALAJE	20 CAJAS / 50 SOBRE / 2 UN			
ENVASE	SOBRE POR 2 UNIDADES	EMPAQUE	20 CAJAS / 50 SOBRE / 2 UN			
No/unidades Envase 50 SOBRES DE 2 UN /CAJA		No/unidades Empaque	50 SOBRE / CAJA			

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

Hilos de algodón

4. INDICACIONES Y USOS

La gasa esteril es usada en el area de tratamientos médicos y contribuyen a la limpieza de heridas, la absorcion de exudados, sangre y otros fluiod biologicos. También es usada en operaciones quirúrgicas, sudoracion del cuerpo, sangrado y para vendar heridas.

odderdoleri der odderpo; odrigrado y para veridar heriddo.							
REVISO:	JAVIER YAÑEZ	James R. Yaret S.	CARGO	DIRECCION TECNICA			