

FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

 Código:
 FT-DT-012

 Versión:
 03

 Fecha:
 20/02/2023

WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA FICHA TECNICA JERINGA DESECHABLE CON AGUJA - JERINGA HIPODERMICA CON AGUJA

1. DATOS GENERALES					
NOMBRE GENERICO:	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA - JERINGA HIPODERMICA CON AGUJA				
NOMBRE COMERCIAL:	JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES CON Y SIN AGUJA		FECHA VIGENCIA REGISTRO	27/08/2024	
FABRICANTE:	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPOR	Т	TIPO/GRADO:	DESECHABLE	
PRODUCTO IMPORTADO:	SI			7708983069979-7709497911815-	
VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS			7709642496471-7709730058079-	
EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO			7709730058086-7709740018742-	
MODALIDAD DE REGISTRO	IMPORTAR Y VENDER	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	7709740018773-7709767790300- 7709767790379-7709267033143-		
PRODUCTO ESTERIL:	SI		7709322251239-7709354602573-		
PRODUCTO GRAVADO IVA	SI		7709354602580-7709354602597-		
REGISTRO SANITARIO NO.	2014DM-0011687			7709454368621	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S				



2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

CLASIFICACION DEL RIESGO	CLASE I: CLASE IIA: X CLASE IIB: CLASE III:	Medida JERINGA 1 ML 29G X 1/2 / Caja x 100 unid. JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 / Caja x 100 unid. JERINGA 1ML 25G X 5/8 / Caja x 100 unid. JERINGA 1ML 27G X 1/2 / Caja x 100 unid.
EMPAQUE PRIMARIO	PAPEL GRADO MEDIO / UNIDAD	JERINGA 1ML 30G X 1/2 / Caja x 100 unid. JERINGA 2 ML 21G X 1 1/2 / Caja x 100 unid.
EMPAQUE SECUNDARIO	CAJA PLEGALIDZA X	JERINGA 2 ML 23G X 1 LUER LOCK / Caja x 100 unid. JERINGA 20 ML 21 X 1 1/2 / Caja x 50 unid. JERINGA 3 ML 21G X 1 1/2 / Caja x 100 unid.
EMPAQUE TERCIARIO	CAJA CORRUGADA X 1000 UNID	JERINGA 3 ML 23G X 1 1/2" / CAJA X 100 unid JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2 / Caja x 100 unid. JERINGA 50 ML C/A 21 X 1 1/2 LUER LOCK / Caja x 25 unid.
CONDICION DE ALMACENAMIENTO	Mantengase en un lugar fresco y seco.	JERINGA 50 ML SIN AGUJA / Caja x 25 unid. JERINGA 60 ML PUNTA CATETER LARGA / Caja x 25 unid.

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

Dispositivo médico estéril diseñado para penetrar atraumáticamente al tejido permitiendo la entrada o salida de sustancias al organismo en cualquier parte del cuerpo humano en conjunto con una jeringa y/o cualquier otro dispositivo.

4. INDICACIONES Y USOS

Dispositivo médico estéril diseñado para penetrar atraumáticamente al tejido permitiendo la entrada o salida de sustancias al organismo en cualquier parte del cuerpo humano en conjunto con una jeringa y/o cualquier otro dispositivo.