

	FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS		Código: FT-DT-007	
			Versión: 03	
			Fecha: 20/02/2023	
WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S				
DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA		FICHA TECNICA GUANTE EXAMEN NITRILO		
1. DATOS GENERALES				
NOMBRE GENERICO:	GUANTE EXAMEN DE LATEX - GUANTES DE EXAMEN DE LATEX O NITRILO			
NOMBRE COMERCIAL:	GUANTE EXAMEN NITRILO	FECHA VIGENCIA REGISTRO	30/12/2026	
FABRICANTE:	MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHD	TIPO/GRADO:	DESECHABLE	
PRODUCTO IMPORTADO:	SI	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	7709032795337-7709032795344-7709642496419-7709192509072-7709454368652	
PRODUCTO ESTERIL:	NO	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS	
PRODUCTO GRAVADO IVA	SI	EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO	
REGISTRO SANITARIO NO.	2016DM-0015761	MODALIDAD DE REGISTRO	IMPORTAR Y VENDER	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S			
2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO				
ALMACENAMIENTO:	MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO			
CLASIFICACION DEL RIESGO	CLASE I : CLASE IIA: X CLASE IIB: CLASE III:		EMPAQUE PRIMARIO	CAJA PLEGADIZA X 100 UNID POR PESO
TALLAS	XS,S,M,L, XL,XXL CON POLVO Y SIN POLVO		EMPAQUE SECUNDARIO	N/A
			EMPAQUE Terciario	CAJA CORRUGADA X 1000 UNID
3. INDICACIONES Y USOS				
La función principal del uso de los guantes es proteger al usuario contra la contaminación de los materiales infecciosos en particular virus, bacterias, infectados con sangre y fluidos corporales. Los guantes de examen de nitrilo libre de polvo se utilizan normalmente para la realización de un examen médico, odontológico, examen clínico, procedimientos de diagnóstico y terapéuticos, así como para fines de laboratorio.				
4. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO				
Los guantes de examen de nitriloestán hechos de caucho sintético al 100% libre de latex, eliminando el riesgo de reacciones alérgicas a la proteína del látex natural, son ambidiestro y no estériles. Cuentan con una formulación única, el elástico se adapta a la mano rápidamente, reduciendo la fatiga muscular; son súper blandos, la fórmula del nitrilo facilita un rango de movimiento, especialmente alrededor de la zona del pulgar. Excelente sensibilidad al táctil, dedos texturizadas que permiten un agarre fiable en condiciones húmedas y secas bordes enrollados que evitan el rasgado,				
REVISO:	JAVIER YAÑEZ	Javier E. Yañez S.	CARGO	DIRECCION TECNICA

