

	FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS		Código: FT-DT-014
			Versión: 03
			Fecha: 20/02/2023
WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S			
DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA		FICHA TECNICA LLAVE DE DOS Y TRES VIAS	
1. DATOS GENERALES			
NOMBRE GENERICO:	LLAVE DE DOS Y TRES VIAS DESECHABLE		
NOMBRE COMERCIAL:	LLAVE DE DOS Y TRES VIAS DESECHABLE	FECHA VIGENCIA REGISTRO	06/10/2024
FABRICANTE:	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXP	TIPO/GRADO:	DESECHABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	SI	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	7709767790348
PRODUCTO ESTERIL:	SI	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	SI	EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO
REGISTRO SANITARIO NO.	2014DM-0011862	MODALIDAD DE REGISTRO	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR REGISTRO SANITARIO	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S		
2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO			
CLASIFICACION DEL RIESGO	CLASE I : CLASE IIA: X CLASE IIB: CLASE III:	EMPAQUE PRIMARIO	PAPEL GRADO MEDICO
CONDICION DE ALMACENAMIENTO	Mantengase en un lugar fresco y seco.	EMPAQUE SECUNDARIO	CAJA PLEGADIZA X 50 UNID
		EMPAQUE TERCARIO	CAJA CORRUGADA X1000 UNID
3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO			
Tapón , rosca y llave: Polietileno de alta densidad ones de (2) Rotador, cuerpo y tapón recto: Policarbonato, Tapones protectores, sistema luer look, Esterilizado con oxido de etileno, empaque unitario blister.			
4. INDICACIONES Y USOS			
El dispositivo presenta múltiples canales para múltiples infusiones y está diseñado para oponer presión, facilita el llenado rotando la tapa. La llave gira 360° sin limitación y el fluido se cierra colocando la llave en 90°. Permite el flujo continuo por los canales con mínimo espacio muerto en las partes para asegurar una administración de medicamentos exacta y máximo infusión flujo . Presenta canales de flujo continuos. La flecha marcada encima es para indicar de flujo.Dispositivo médico incorporado entre la línea de infusión y por debajo de la línea de perforación de la vena, también es útil para administrar líquidos adicionales al sistema circulatorio humano			