



FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Código: FT-DT-013

Versión: 03

Fecha: 20/02/2023

WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S

DEPARTAMENTO: DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA LAPIZ ELECTROQUIRURGICO DESECHABLE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE GENERICO:	LAPIZ ELECTROQUIRURGICO DESECHABLE		
NOMBRE COMERCIAL:	LAPIZ ELECTROQUIRURGICO DESECHABLE	FECHA VIGENCIA REGISTRO	18/01/2027
FABRICANTE:	ZHEJIANG JINHUA HUANTONG MEDICAL.	TIPO/GRADO:	DESECHABLE
PRODUCTO IMPORTADO:	SI	CODIGO DE BARRAS(EAN 13)	7709815941630
PRODUCTO ESTERIL:	SI	VIDA UTIL DEL PRODUCTO	5 AÑOS
PRODUCTO GRAVADO IVA	SI	EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE	NO
REGISTRO SANITARIO NO.	2017DM-0015804	MODALIDAD DE REGISTRO	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR REGISTRO SANITARIO	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S		



2. DATOS DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO

CLASIFICACION DEL RIESGO	CLASE I : CLASE IIA: X CLASE IIB: CLASE III:	EMPAQUE PRIMARIO	PAPEL GRADO MEDICO / UNIDAD
MEDIDA	UNICA	EMPAQUE SECUNDARIO	N/A
CONDICION DE ALMACENAMIENTO	Mantengase en un lugar fresco y seco.	EMPAQUE TERCIARIO	CAJA CORRUGADA X 100 UNID

3. DATOS TECNICOS DEL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO

Cable PVC-polipropileno, hoja de bisturí eléctrica en acero inoxidable y botones de acción en PVC. NO CONTIENE LATEX

4. INDICACIONES Y USOS

ACCESORIO DESECHABLE PARA SER USADOS CON EQUIPOS DE ELECTROCIRUGIA EN PROCESOS QUIRURGICOS, DISEÑADOS PARA ELIMINAR EL SANGRADO DEL TEJIDO Y EL CONTROL MEDIANTE EL USO DE CORRIENTE ELECTRICA DE ALTA FRECUENCIA.

No se puede activar el Lápiz de electrocirugía sin cerciorarse de la buena posición, buen contacto, y adecuada conexión de la placa. Verificar siempre antes de usar en paciente.