



KCI™ now proudly
part of 3M

3M V.A.C. VERALINK™ Cassette

Código: ULTLNK0500

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Registro Invima: 2018DM-0017593

Clasificación del riesgo: clase: IIb

Método de Esterilización: Rayos Gamma

Número Reúsos recomendados: 0

Presentación: Unidad estéril

Certificación: - FDA - ISO 9001/2008. - ISO
13485/2003.



Descripción Técnica:

Componente desechable de instilación, que conecta la unidad con generador computarizado de succión e instilación al tubo del apósito y a la bolsa/botella de solución provista por el usuario.

Composición Kit:

1. Provee almacenamiento y administración conveniente de la solución en su contenedor original.
2. Plástico, de un solo uso.
3. Estéril, medidas casete: 165 x 100 x 100 mm. Manguera anti colapsable.

Indicaciones:

Solo sirve para ser utilizado en conjunto con los apósitos VERAFLOR™. Debe cambiarse cuando la señal de alarma del equipo lo indica.

Precauciones:

Al ser utilizados por mayor tiempo al indicado tener cuidado con acoplamientos de la tubería de silicona, rupturas en el enganche y dispensador de solución.

Contraindicaciones:

No administrar soluciones a base de alcohol y peróxido de hidrogeno.

Disposición final: Residuos peligrosos: Riesgo biológico biosanitario

