

## ARGYLE™

# THORA-SEAL™ I

## DRENAJE TORÁCICO UNA CÁMARA

Marca/Fabricante (Planta): Ficha Técnica Clasificación de riesgo: Método de esterilización:

ARGYLE - KENDALL / TULLAMORE

IIA

**GAMMA** 

Sistema de drenaje torácico de una cámara para el drenaje por gravedad de fluidos y/o aire acumulado en la cavidad torácica por trauma o procedimiento quirúrgico.

### 1. Información básica del producto

- · Estéril.
- · Desechable.
- · Con doble envoltura para presentación en campo estéril.
- · Capacidad: 2.000 cc.
- · Fabricado en plástico transparente.
- · Columna indicadora de niveles de drenaje.
- · Conector estriado universal para tubo de tórax
- · Diseño ergonómico
- · Gancho metálico multiuso (para colgar en cama o colocación segura en piso).

## 2. Otras Especificaciones

- · Asegúrese de llenar la cámara "Sello de agua" hasta la línea de marca.
- · Colapse la manguera antes de conectar al tubo de tórax.
- · Utilice la Jeringa de prellenado para asegurar una cantidad exacta.
- · Siga las instrucciones del fabricante para la armada del sistema.



### 3. Presentación

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA** CAJA X 6 Unidades 8888713100 Sistema de drenaje Torácico de una cámara

> Número de Registro INVIMA Fecha Vencimiento registro

2018DM 18/10/2028