



TIGER TAIL™

Ficha Técnica



Indicación

Se utilizan para pasar alambre guía, identificación ureteral, acceso ureteral, dilatación ureteral, inyección de contraste, drenaje, mantener el flujo de orina.



Biocompatibilidad

Todos los catéteres ureterales de Bard cuentan con Biocompatibilidad del uréter disponibles en estudios.



Esterilizado

Esterilizado en Óxido de Etileno, apirógeno con envase indemne.



Concepto

Tiger Tail.



Etiquetado y Embalaje

El producto viene embalado en caja de cartón, 10 unidades etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración-Fabricación USA.



Almacenaje

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.




Aspectos técnicos

Diámetros	4-5-6 Fr compatibles con guías de 0,025-0,038 cm.
Longitud	70 cms
Material	Poliuretano
Vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2015DM-0013544
Tipo de dispositivo	INVASIVO
Riesgo	IIA

Caraterísticas

- Ideal para navegar en vías tortuosas, suave, flexible punta blanda ayuda a promover el acceso ureteral, marcas radiopacas hasta extremos distales que otorgan gran visibilidad bajo el fluoroscopio.
- Presentaciones con punta abierta central y orificos laterales.



BD Colombia

Calle 97 # 23-60 Piso 9 Ed. Torre Proksol
Tel: (571) 7566060

2023 BD. El logo BD son marcas registradas por Becton, Dickinson and Company.

[bd.com](https://www.bd.com)