





IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO				
NOMBRE DEL PRODUCTO	GORRO REDONDO			
DESCRIPCIÓN	gorro elaborados en tela SMS, es usado por pacientes o el personal médico, unisex, no genera presión y tiene mayor cobertura en perímetro cefálico, confortable, higiénico, antialérgico y descartable.			
usos	Utilizados para evitar o reducir la contaminación cruzada por agentes infecciosos entre pacientes, entornos quirúrgicos y personal de la salud en procedimientos médicos y quirúrgicos con manejo de fluidos			
VIDA UTIL ESTERIL	3 Años	CLASIFICACION INVIMA	Riesgo I	
PRESENTACIÓN	No estéril	TALLA	Unica	

PROPIEDADES FÍSICAS				
MATERIAL No tejido tipo spundbounded	COLOR	Azul	GRAMAJE	30 GRAMOS
DIMENSIONES	14,0 cm de DIAMETRO			

PRESENTACION					
EMPAQUE	UNIDADES	EMBALAJE	UNIDADES SEGÚN EMBALAJE		
		Caja de			
Bolsa de Polipropileno de 25x33 cm	50 Gorros	Carton 60 x	2000 Gorros		
		42 x 50 cm			

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	CUALIDADES DEL PRODUCTO
1. Almacenar en un lugar fresco y seco.	
2. Usar hasta su fecha de vencimiento o vida útil.	
3. Consérvese a temperatura ambiente	
4. Evitar contacto con superficies contaminadas.	
5. Producto de un solo uso y personal.	*Material Biodegradable
6. No usar en caso de estar húmedo o defectuoso.	*Alta resistencia a fluidos
7. No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar	*No es Toxico
8. Los dispositivos deben estar ordenados en estanterias y nunca en forma	
directa sobre el piso o pared.	
9. Almacenar en un lugar limpio y seco y libre de contaminación	
10. No almacenar cerca de fuente de calor ni olor.	

RECOMENDACIONES / PRECAUCIONES
Conservese a una temperatura Inferior a 30°C
No utilizar si el producto esta contaminado o el empaque deteriorada

De acuerdo con la normatividad Colombiana vigente, disponer como residuo biosanitario.