

Malla Quirúrgica WINER FLEX

Dispositivo con elasticidad multidireccional, que le permite ajustarse a los movimientos del cuerpo.

Malla quirúrgica estable, gracias a su isotropía.

Grandes poros que permiten la rápida integración del dispositivo.

Diseño estructural que permite la fijación del dispositivo al tejido muscular, favoreciendo la reconstrucción de la pared abdominal.

Menor cantidad de material protésico implantado, lo cual disminuye la sensación de cuerpo extraño en el paciente.

Indicada para la reparación de todo tipo de defectos en la pared abdominal. Implantación por cualquier técnica de cirugía abierta o laparoscopia. Se puede utilizar con cualquier tipo de fijación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3000 µm Tamaño de poro Porosidad efectiva 92% Superficie reactiva 8%


Densidad

 50 g/m^2 100% Polipropileno Composición

0,6 mm Espesor

Óxido de Etileno Método de Esterilización

Vida útil del producto 36 meses



- Alta porosidad efectiva y baja superficie reactiva, que facilitan la migración de fibroblastos a través del tejido conectivo, disminuyendo complicaciones postquirúrgicas y facilitando la recuperación del paciente.
- Excelente relación costo beneficio.
- Dispositivo de mediana densidad, con una menor respuesta inflamatoria.
- Fabricadas totalmente en polipropileno de alta transparencia, que garantiza la visualización tisular durante la cirugía, haciendo más seguros los procedimientos.

PRESENTACIÓN

Código	Presentación	Unidad de Empaque
503061101 503101001	6 cm x 11 cm 10 cm x 10 cm	1 Unidad por sobre 1 Unidad por sobre
	10 cm x 15 cm	1 Unidad por sobre
503151501	15 cm x 15 cm	1 Unidad por sobre