







Bluetooth®
Sin tubos, sin cables

El Monitor de Presión HEM-7156T es muy fácil de usar y confiable. El brazalete Intelli Wrap provee mediciones precisas en cualquier posición en la parte superior del brazo. La guía de ajuste del brazalete indica si el brazalete está ajustado correctamente. Adicionalmente, tiene conexión Bluetooth y es compatible con la App de OMRON connect para almacenar los datos de mediciones en su Smartphone y compartir los datos con su médico o con miembros de la familia.







GUÍA DE AJUSTE DEL BRAZALETE:

El monitor alerta al usuario cuando el brazalete no está colocado correctamente.



DETECTOR DE ERROR DE MOVIMIENTO:

El monitor avisa cuando se produce un error en la lectura debido a un movimiento excesivo del usuario.



DETECTOR DE LATIDO IRREGULAR:

El monitor alerta al usuario, la presencia de latidos irregulares potencialmente peligros. Tambien avisa la cantidad de latidos irregulares (hasta 3) mientras mide la presión arterial.



El brazalete Intelli Wrap se expande y cubre toda la circunferencia del brazo, asegurando la adecuada compresión de la arteria braquial para mediciones precisas.



VALOR PROMEDIO DE LECTURAS PREVIAS:

El monitor calcula y muestra el promedio de las tres mediciones más recientes.



60 MEMORIAS CON FECHA Y HORA:

El monitor almacena hasta 60 mediciones.



5 AÑOS DE GARANTÍA**:

Garantía limitada de cinco años que le da tranquilidad.



CONECTIVIDAD POR BLUETOOTH CON OMRON CONNECT:

La aplicación te permite almacenar los datos de tus lecturas en tu smartphone y compartirlos con su médico o con sus familiares.



TECNOLOGÍA DE OMRON HEALTHCARE EN JAPÓN

* Estudio IQVIA Abril 2018, recomendación de la marca de monitor de presión arterial entre 200 médicos en México.

**Consulte el manual de instrucciones para detalles adicionales.



HEM-7156T

Monitor de presión arterial de brazo automático



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja **Unidad:** Caja Master: Código UPC:

Cantidad 1 unidad 10 unidades 073796715601 Peso aprox. 58.3 a

8.58 kg

Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad) 187 mm x 175 mm x 113 mm 598 mm x 215 mm x 400 mm

ESPECIFICACIONES

Modelo: HEM-7156T

Pantalla: Pantalla digital LCD

Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg.

Pulso: 40 a 180 latidos/min. Precisión: Presión: ±3mmHg. Pulso: ±5% de la lectura mostrada Inflado: Automático por bomba eléctrica Desinflado: Válvula de liberación automática

de presión

Método de medición: Método oscilométrico

Fuente de alimentación: 4 pilas "AA" de 1.5 V

Clasificación IP: IP 20

o un adaptador de CA opcional (ENTRADA CA100 - 240 V 50 - 60 Hz 0.12 - 0.065 A) Vida útil de las pilas: Aproximadamente 1000 mediciones (con pilas alcalinas nuevas) Comunicación inalámbrica: Intervalo de frecuencias: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz)

Modulación: GFSK **Potencia radiada aparente:** <20 dBm

Pieza aplicada: =Tipo BF

Protección contra descargas eléctrica:

Equipo electromédico (ME) de alimentación

interna (si usa solo pilas)

Equipo electromédico (ME) Clase II (Adaptador de CA opcional)

Modo de funcionamiento:

Funcionamiento continuo

Temperatura de operación/humedad:

+10 °C a +40 °C / 15 a 90 % de HR (sin condensación) / 800 a 1060 hPa

Temperatura de almacenamiento/

Humedad/Presión de aire: -20 °C a +60 °C / 10

a 90 % de HR (sin condensación) Peso de la unidad principal:

Aproximadamente 340 g

(sin pilas incluidas)

Peso del brazalete: Aproximadamente 163 g Dimensiones de la unidad principal:

Aproximadamente

105 mm (ancho) × 85 mm (alto) × 152 mm

(largo)

Dimensiones del brazalete:

Aproximadamente

145 mm × 532 mm (tubo de aire: 750 mm) Circunferencia del brazalete: 22 a 42 cm

Memoria: Hasta 60 lecturas

Contenidos:

- 1 Monitor
- 1 Brazalete de brazo (HEM-FL31-B)
- 4 Pilas "AA"
- 1 Estuche
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Guía de OMRON connect

Medición confiable y precisa

CLÍNICAMENTE VALIDADO*





Indica si el brazalete esta ajustado correctamente





Transfiera mediciones automáticamente a su smartphone





Para más información visite: omronconnect.com



* Estudio clínico de brazalete Intelli Wrap con HEM-7321-E, Dr.G. Bilo et al. Italia 2015. Datos en archivo. El estudio se realizó con modelo M6 Comfort con brazalete Intelli Wrap (M7 Intelli IT es técnicamente equivalente) **Mancia G et al. Eur Heart J. 2013;34(28);2159-219

La marca y logotipo con la palabra Bluetooth® Smart son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por OMRON HEAL-THCARE Co., Ltd. es bajo licencia. Otras marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. NOTA: Estas especificaciones pueden ser sujetas a cambio.

^{**}Estudio IQVIA Abril 2018, recomendación de la marca de monitor de presión arterial entre 200 médicos en México.

^{***}Consulte el manual de instrucciones para detalles adicionales.