Guantes de nitrilo SensiCare®



Guantes de nitrilo sin polvo para examen

Especificaciones

No estériles

Ambidiestros

Características

Color Azul violeta

Acabado Texturizado en las puntas 240

Largo del guante mm

Grosor en los dedosGrosor en la palma0.07 mm (2.8 mils)

Materia prima NitriloAceleradores CarbamatosPuño Con reborde

Registro Sanitario INVIMA: 2016DM-0015246

Vigencia Registro: 22/09/2026

Riesgo: IIA

Fabricante Legal: Medline Industries, Inc.

País de origen: China Tiempo de vida útil: 3 años

Uso: Producto descartable de un solo uso

Perforaciones

Nivel de calidad aceptable (NCA)Requisito de la FDA2.5

Resistencia a la tracción

 Antes del envejecimiento/ 26 MPa/24 MPa después del envejecimiento

Norma ASTM D6319
14 MPa

Elongación a la rotura

Antes del envejecimiento/ 560%/460% después del envejecimiento

• Norma ASTM D6319 500%/400%

Prueba de penetración viral

• Norma ASTM F1671 Cumple con el método de prueba F1671

Contenido de proteína en el caucho de látex natural

 Norma ASTM D5712 No corresponde; sin látex

Contenido de polvo residual

• Norma ASTM D6124 Menos de 2 mg/guante

Información para hacer pedidos

Código	Talla	Paquete
SCN100XS	Extrapequeña	100 guantes / Caja
SCN100S	Pequeña	10 cajas / Caja colectiva
SCN100M	Mediana	1000 guantes / Caja colectiva
SCN100L	Grande	
SCN100XL	Extragrande	

El producto no está hecho con látex de caucho natural.

Condiciones de almacenamiento

Proteja de la congelación, evite el calor excesivo. Mantener en lugar seco. Proteja de luz solar directa, luz fluorescente, rayos x, húmedad y ozono.



^{*}Probado para usarse con medicamentosde quimioterapia según la norma ASTM D6978

^{**}Cumple con el requisito de equipo de protección personal USP 800 para el uso de guantes de quimioterapia cuando se manipulan medicamentos peligrosos y se usan de acuerdo con las directrices establecidas en el capítulo USP 800.