



Medline Industries Ltd
 Three Lakes Dr, Northfield, IL
 60093, Estados Unidos
 www.medline.com



Ficha técnica

Mascarillas para Aerosol terapia

Producto	MASCARAS DE OXIGENO Y AEROSOL
Marca	HUDSON RCI, MULTI-VENT
Registro Sanitario	INVIMA2019DM-0019420
Expediente Registro Sanitario	20157698
vigencia registro	Febrero 2029
Fecha emisión registro	25 febrero 2019
País de origen	Mexico, Estados Unidos
Fabricante	TELEFLEX MEDICAL, MEDLINE INDUSTRIES, LP
Riesgo	IIA
Presentación	Caja de 50 unidades
Usos	Administración de terapia de oxígeno y aerosol.
Material componentes	PVC, POLIPROPILENO, ELASTICO, ALUMINIO, VINILO,HDPE, POLIESTERENO. Libre de látex
Condiciones de almacenamiento	Condiciones generales de almacenamiento
Tipo de dispositivo	No invasivo
Vida útil	5 años, uso único por paciente

Referencia	Categoría	Compatibles con tubos para aerosoles de 22 mm	Tipo	Código IDM	Conector giratorio/no giratorio	Unidades/caja
1075	Adulto	Sí	Traqueotomía	4026704387571	Giratorio 360°	50
1076	Pedriátrica	Sí	Traqueotomía	4026704594306	Giratorio 360°	50
1083	Adulto	Sí	Alargada	14026704670755	No giratorio	50
1389	Adulto		Tienda facial con tubo de reserva transparente de 6", 7 ft Tubo de oxígeno y adaptador de O2	4026704594634	No giratorio	25
1085	Pedriátrica	Sí	Alargada	14026704648204	No giratorio	50
1095	Adulto	Sí	Tienda facial	4026704594382	No giratorio	50

Descripción

Mascarillas destinadas a la administración de aerosoles. Mascarillas flexibles con forma anatómica, transparentes, suministradas con un conector de 22 mm para conectarlas a un nebulizador.

Mascarillas alargadas: la gran flexibilidad del vinilo transparente, garantiza la comodidad y seguridad del paciente. También abarcan el mentón.

Mascarillas para traqueotomía: pueden utilizarse después de una traqueotomía o laringotomía y están equipadas con un conector giratorio de 360° que permite una gran movilidad del paciente.

Tienda facial : se utiliza para la terapia con aerosoles de alta humedad.

Materiales principales

Mascarillas para aerosol: Policloruro de vinilo (PVC)

Conector: Polietileno (PE)

Banda para cuello: Spandex

Cantidad por caja

50 unidades por caja

Envasado

Bolsa individual de polietileno no estéril (PE)

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios

Clase: IIa

Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

MÁSCARAS DE AEROSOL: ALARGADAS



1083

Adultos

Código de artículo 1083

- Diseño debajo del mentón para un calce excelente en un amplio rango de tamaños de rostro.
- Vinilo transparente y suave para la comodidad del paciente.
- El clip de nariz ajustable asegura un calce cómodo.
- Diseñadas específicamente para terapia de aerosol.
- Se adaptan a sondas de aerosol de D. I. de 22 mm (no incluida).

Pediátricas

Código de artículo 1085

- Igual que el código de artículo 1083, pero con una máscara de tamaño pediátrico.
- Empaquetadas individualmente, 50 por caja.**



1075

Adultos

Código de artículo 1075

- Para terapia de aerosol en casos de traqueostomía y laringectomía.
- El conector de la sonda gira 360° para un fácil posicionamiento.
- El conector de D. E. de 22 mm se adapta a sondas corrugadas de 22 mm y conectores en T de nebulizador.

Pediátricas

Código de artículo 1076

- Igual que el código de artículo 1075, pero con una máscara de tamaño pediátrico.

Empaquetadas individualmente, 50 por caja.



1095

TIENDA FACIAL

Código de artículo 1095

- Para terapia de aerosol de altos niveles de humedad.
- El diseño particular para utilizar debajo del mentón, fabricado con vinilo transparente y suave, ofrece a los pacientes comodidad y facilidad de habla.
- Se adaptan a sondas de aerosol de D. I. de 22 mm (no incluida).



1639

