



Medline Industries Ltd  
Three Lakes Dr, Northfield, IL 60093,  
Estados Unidos  
[www.medline.com](http://www.medline.com)



Ficha  
técnica

Nebulizador de gran volumen

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Producto                      | NEBULIZADORES                                                            |
| Marca                         | HUDSON RCI,                                                              |
| Referencia                    | 1770 Nebulizador de gran volumen                                         |
| Registro Sanitario            | INVIMA2019DM-0019259                                                     |
| Pais de Origen                | Mexico, Estados Unidos                                                   |
| vigencia registro             | Enero 2029                                                               |
| Expediente Registro Sanitario | 20156728                                                                 |
| Fabricante                    | TELEFLEX MEDICAL, MEDLINE INDUSTRIES, LP                                 |
| Riesgo                        | IIA                                                                      |
| Tipo de dispositivo           | No invasivo                                                              |
| Código IDM (UDI-DI)           | 4026704595631                                                            |
| Presentación                  | Caja de 50 unidades ( empaque en unidades)                               |
| Vida útil                     | 5 años, uso único por paciente                                           |
| Usos                          | Administración de humedad en forma de aerosol. Proveer oxígeno 28 al 98% |
| Material componentes          | POLIESTIRENO, POLIPROPILENO, ACRILICO, EMULSION DE SILICONA              |
| Condiciones de almacenamiento | Condiciones generales de almacenamiento                                  |

Descripción



- El nebulizador está diseñado para utilizarlo con agua proporcionada por el clínico.
- Administra gas humidificado en forma de aerosol en concentraciones que varían entre el 28 % y el 98 %.
  - Liviano, fácil de usar.
  - Anillo de entrada de aire estilo Venturi, amarillo brillante, con un selector gradual para la configuración de concentraciones de oxígeno.
  - Capacidad para 500 cc
  - Niveles de agua marcados claramente.

Materiales principales

Polipropileno, poliestireno, silicona, polietileno, vinilo, acrílico

Envasado

Bolsa de polietileno (PE)

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios  
Productos sanitarios IIA  
Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

