

VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)



VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Sutura

Sutura absorbible **VICRYL* Recubierto** (poliglactina 910).

Tipos

Incoloro y Violeta.

Color Del Material

Violeta; incoloro (natural).

Materia Prima

Copolímero de láctido y glicólido recubierto con poliglactina 370 y estearato de calcio.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

8/0 hasta 1

75% en 2 semanas

50% en 3 semanas

25% en 4 semanas

10/0 hasta 9/0

75% en 2 semanas

40% en 3 semanas

Tiempo De Absorción

Esencialmente completa entre 56-70 días.
Se absorbe por hidrólisis lenta.

Reacción Tisular

Mínima.

Usos Frecuentes

Aproximación y ligadura de tejidos en:

- Todas las especialidades.

Presentación

Trenzado 8/0 hasta 1

Monofilamento 10/0 hasta 9/0

Color Del Empaque

Violeta.

VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Reverso Cortante - PRIME

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
P-3 PRIME 3/8 circ. 13,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm	JP492G	JP493G	JP494G					
PS-3 PRIME 3/8 circ. 16,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm		JP500G						
PS-2 PRIME 3/8 circ. 19,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm			JP496G					
PS-1 PRIME 3/8 circ. 24,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm				JP683G				
PS-4 PRIME 1/2 circ. 16,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm	JP505G	JP506G	JP507G					


Reverso Cortante

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SC-20 3/8 circ. 19,0 mm 	Incoloro Trenzado	70 cm		J121H	J122H	J123H				
SC-30 3/8 circ. 30,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J185H	J186H	J187H		
CP-35 1/2 circ. 36,4 mm Ethipoint 	Violeta Trenzado	70 cm					J166H	J167H	J168H	
OS-6 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm							J535H	
OS-8 1/2 circ. 40,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm							J536H	

VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Ahusada 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
UR-6 5/8 circ. 26 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					J602H			
UR-5 5/8 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J374H	J375H	J376H		
CTX 1/2 circ. 48,0 mm 	Violeta Trenzado	90 cm					J369H	J370H	J371H	
TP-1 1/2 circ. 65,0 mm 	Incoloro Trenzado	2 x 70 cm				J849G				

MICROPOINT Espatula



Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
(2)TG140-8 3/8 circ. 6,5 mm 	Violeta Trenzado	20 cm	J547G							
		30 cm	J548G							
		45 cm		J546G						

Espátula SABRELOC



Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
(2)S-14 1/4 circ. 8,0 mm 	Violeta Trenzado	45cm	J570G	J571G						

VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Ahusada 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
RB-1 1/2 circ. 17,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm	J302H	J303H	J304H	J305H				
SH-1 1/2 circ. 22,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm			J310H	J311H				
SH 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm		J314H	J315H	J316H	J317H	J318H		
CT-2 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J332H	J333H	J334H	J335H	
MH-1 1/2 circ. 31,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J134H				
MH 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J322H	J323H	J324H		
CT-1 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J338H	J339H	J340H	J341H	
		90 cm					J345H	J346H	J347H	
CT 1/2 circ. 40,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J350H	J351H	J352H	J353H	
		90 cm					J357H	J358H	J359H	

Reverso Cortante Recta 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
KS 60,0mm 	Azul Monofilamento	70 cm		J663H					